

iChair mc2 UTE med eltilt



Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1611-VNB81222	Elrullstol iChair mc2 R-net LED Ergoseat med eltilt, belysning inkl laddare	

Standard:

- * Sitsvinkel elektriskt reglerbar med joystick (-2° till 26°)
- * Ryggstödshöjd 57 cm (justerbar till 53 cm)
- * Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- * Rygg enkelt fällbar för transport
- * Rygg ErgoSeat, tyg, i ryggskal
- * Ryggbåge
- * Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
- * Väskkrokar
- * Pakethållare
- * Armstöd avtagbara och steglöst höjjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor 38x6,5cm
- * Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara. Underbenslängd (exkl. dyna) 28-49cm
- * Fotplattor delade samt uppfällbara
- * Hälband
- * Länkhjul 10" luftpumpade
- * Drivhjul 14" luftpumpade
- * Stänkskärmar
- * Fjädring justerbar
- * Elektronik R-Net, förberett för upp till sex ställdon
- * Manöverbox LED längd och höjdregerbar, med parallellbeslag
- * Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- * Transportfästen
- * Batterier 2 x 80Ah
- * Laddare
- * Belysning
- * Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- * Chassifärg Svart

Max brukarvikt: 160 kg



Totallängd: 113cm

Transportlängd: 83cm

Totalbredd: 62cm

Backtagning: 16% (9°)

**Noteringar:**

Artikel			Sesam nr
Sitsbredd 		38 cm	☐
		43 cm	☒
		48 cm	☐
		53 cm	☐
Sitsdjup 	Endast med ErgoSeat	35,5 cm	☐
		39 cm	☐
		42,5 cm	☐
		46 cm	☐
		49,5 cm	☒
		53 cm	☐
H-1071688	Kräver två sitsförlängare, H-1071688	56 cm	2st 2 x 33160 ☐
Sitshöjd 	Från golv till framkant av sitsplatta med sitsvinkel 0°.		43 cm ☐
			46,5 cm ☒
			50 cm ☐
Körsida	Höger		☒
	Vänster		☐

Tillbehör iChair mc2

Artikel			Sesam nr	
Ryggstöd				
H-6070843		Adapter för 5cm smalare rygg än sits, set om två st	37757	
H-6070843		Adapter för 5cm bredare rygg än sits, set om två st	37757	
H-1078915		Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 38 cm	40599
H-1078914		Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 43 cm	40600
H-1078916		Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 48 cm	40601
H-1074114		Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 53 cm	37786
Vårdarstyrning				
H-6010408		Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen m handlovsstöd	33733	
H-1070796		Dubbelkommandobox i hållare med handlovsstöd på ryggbågen	33357	
H-6050490		Vårdarstyrd med manöverbox i Z-styrning komfort	37788	
H-6050494		Vårdarstyrd med dubbelkommando i Z-styrning komfort	42519	
max hastighet för samtliga vårdarstyrningar programmeras ned till 6km/h				
Armstödsdyna				
H-1082051		Hemiplegiarmstöd Bakre del inkl fäste. Kombinerar med 43998	43997	
H-1082044		Hemiplegiarmstöd Främre del. Kombinerar med 43997	43998	
		Ange sida där hemiplegiarmstödet ska monteras,	Höger	
		när montering begärs	Vänster	
Överdrag för armstödsdynor (polster)				
H-1070451P		För armstödsdyna standard	Höger	37758
H-1070451P		För armstödsdyna standard	Vänster	37758

Övriga armstödstillbehör

H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm inkl sidostöd	Höger	37759	
H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm inkl sidostöd	Vänster	37759	

Tillbehör iChair mc2

Artikel				Sesam nr
Benstödsöverdel				
H-1062135		Manuellt vinkelreglerbart	Höger	33040
H-1062134		Manuellt vinkelreglerbart	Vänster	33039
H-1073554		Elektriskt vinkelreglerbart	Höger	37809
H-5006627		Hållare för elektriskt benstöd	Höger	37810
H-1073553		Elektriskt vinkelreglerbart	Vänster	37811
H-5006626		Hållare för elektriskt benstöd	Vänster	37812
H-6010412		Vinkelfast kort modell Underbenslängd (exkl sittdyna) 25-35cm	Höger	37760
H-6010413		Vinkelfast kort modell Underbenslängd (exkl sittdyna) 25-35cm	Vänster	37761
H-1045562		Amputationsbenstöd Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Höger	32981
H-1045561		Amputationsbenstöd Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Vänster	32980

Övriga benstödstillbehör

H-1030237		Vadband		23405	
H-1054378		Fotremmar	Par	33105	
H-1071427		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 38 cm	33384	
H-1071428		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 43 cm	33385	
H-1071429		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 48 cm	33386	
H-1071430		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 53 cm	33387	

Sittkomfort

H-1070814		Bälte	Med snäpplås, 130 cm långt	33119	
H-6070210		Bälte	Med snäpplås, 210 cm långt	35767	
H-6085372		Rullbälte inkl fäste	Med snäpplås, 115 cm långt	33107	
H-6085352		Fäste för bodypoint bröstsele på ryggbåge		37781	
H-6085350		Fäste för bodypoint bröstsele på huvudstöd (ej Netti huvudstöd)		37780	
H-1074416		Lårstöd i konstläder	Höger. Längd 25cm, höjd 11cm, bredd 4cm	37771	
H-1074416		Lårstöd i konstläder	Vänster. Längd 25cm, höjd 11cm, bredd 4cm	37771	
H-6010522		Huvudstöd m minnesfunktion	Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm	37763	
H-6010538		Huvudstöd m minnesfunktion	Dynhöjd 16cm, Bredd 32cm, Mittenstöd 13cm, Sidostöd 12cm	37764	

Tillbehör manöverbox

H-487002-0305		Joystickknopp	Rund kula, komposit Ø38mm	25138	
H-487002-0307		Joystickknopp	Rund "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	19301	
H-487002-0306		Joystickknopp	Spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	30416	

Bord

H-1072625		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108	
H-1072626		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 48 - 53 cm	33341	

Övriga tillbehör

H-1068409		Backspegel		Ej manöverboxsida	32904	
H-8108595		Backspegel		Manöverboxsida	24604	
H-1082220		Kryckkäpphållare	För liggande kryckkäppar	Ej manöverboxsida	33044	
H-1070818		Hållarstag iChair för extern infästning av bälte			38693	
		38693 är ett Fäste för syrgaskorg när lägre placering av syrgaskorg behövs.				
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter			25212	
H-200560		Syrgaskorg*	För "stroller"syrgasflaska		37766	
H-200520		Syrgaskorg*	För 2-liters flaska		32864	
H-200550		Syrgaskorg*	För 5-liters flaska		37767	
H-200222		Fäste för syrgaskorg (Krävs för att montera ovanstående på ryggröret)			32865	
41987		Droppställning Netti till iChair med fäste			39219	