

Utprovningsprotokoll

iChair mcFront



2026-03-cat2

Grundkonfiguration

H-1613-7BN21231 iChair mcFront R-net LCD eltilt & laddare (för ökad flexibilitet väljs ben- och huvudstöd separat)

Sits SB 430 mm (valbart) SD 495 mm (valbart) SH 465 mm (valbart) Sitsvinkel elektriskt reglerbar (4° till 26°) Sittdyna BIMA Bas	Rygg med ställbara band, kardborrerygg Ryggmatta Huvudstöd (valbart)	Hjul Drivhjul 14" luftpumpade Länkhjul 9" punkteringsfria Stänkskärmar på drivhjul Tipperskydd med fjädrande avvisarhjul	Övrigt Belysning Väskkrokar Fjädring justerbar Högerstyrd Chassifärg, svart Transportfästen
Rygg Ryggstödhöjd 500 mm (justerbar till 450 mm) Ryggstödsinkel (reglerbar -10° till +30° i steg om 10°) Rygg enkelt fällbar vid transport	Armstöd Armstöd med sidostöd, avtagbara, steglöst höjjusterbara	Elektronik mm Elektronik R-net Manöverbox LCD, längd och höjdgriker med parallellbeslag Batterier, GEL 2 x 54 Ah Laddare Hastighet 10 km/h (programmerbart)	
	Benstöd Vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara (valbart) Fotplattor delade, vinkelställbara och uppfällbara (valbart) Hälband		



Alternativ rullstolsmodell	H-1613-7BN22231	iChair mcFront R-net LCD ellyft & eltilt (fast SH 465 mm, max anv vikt 140kg)
----------------------------	-----------------	---

Stolens mått i standardkonfiguration 430 mm:

Totallängd	1130 mm	Backtagning	11% (6°)
Transportlängd	830 mm	Max anv vikt	160 kg (140 kg m sitslyft)
Totalbredd	620 mm (SB +150 mm)		

Beställ alltid dessa delar för att få en komplett stol. Kan även bytas ut mot alternativ i protokollet.	H-1044266	Benstöd vinkelfast, Höger	
	H-1044267	Benstöd vinkelfast, Vänster	
	H-1079374	Fotplatta vinkelställbar, Höger	
	H-1079373	Fotplatta vinkelställbar, Vänster	
	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	

Individuella mått:

	Sitsbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 300-650mm)
	Sitsdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 355-560mm)
	Längd: _____
	Vikt: _____

Grundinställningar

Sitsbredd valbara fasta steg:

	380 mm	Smalare SB (300-380mm kräver 2st adapter, se sid 3. Obs armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.
standard	430 mm	
	480 mm	
	530 mm	

Ryggbredd: (Bredare eller smalare RB än SB)

	50mm (5cm) smalare än sitsbredd, <i>min 330mm</i>
standard	Samma som sitsbredd
	50mm (5cm) bredare än sitsbredd, <i>max 580mm</i>
	<i>Specificera till manuell eller elrygg på sid 5!</i>

Sitsdjup:

	390 mm
	425 mm
	460 mm
standard	495 mm
	530 mm
	560 mm**)

Rygghöjd:

	450mm
standard	500mm
	600mm
	<i>specificera på sid 5</i>

**) kräver 2st förlängare art nr H-1071688
(möjligt m Ortoflexrygg)

Sitshöjd

(mått från golv till plansits med 0° tilt,
räkna +2cm för sitshöjd vid 4° tilt):

	430 mm
standard	465 mm
	500 mm

Körsida:

standard	Högerstyrd
	Vänsterstyrd

Noteringar

Armstöd

	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard höger längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard vänster längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1070451	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1070451	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 597mm lång dyna, Höger • passar H-1070912	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 517mm lång dyna, Vänster • passar H-1070913	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1069946	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1069946	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-6073101	Armstöd uppfällbart, komplett hö/vä inkl ryggrör	
		H-6085120	Adaptrar för inflytt av armstöd 4 cm/sida inkl sidostöd • Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först	
		H-8460324	Armstödsdyna höger längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-8460323	Armstödsdyna vänster längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-6010782	Armstödsdyna kort inkl fäste höger (standard iChair mcS)	
		H-6010781	Armstödsdyna kort inkl fäste vänster (standard iChair mcS)	

Benstöd


	standard	H-1044266	Benstöd fast vinkel, Höger	
	standard	H-1044267	Benstöd fast vinkel, Vänster	
		H-1062135	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Höger	
		H-1062134	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Vänster	
		H-1073554	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Höger Inkl vadplatta samt knäpolstring	
		H-1073553	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Vänster Inkl vadplatta samt knäpolstring	
	standard	H-1079374	Fotplatta vinkelställbar, Höger	
	standard	H-1079373	Fotplatta vinkelställbar, Vänster	
		H-1061442	Benstödsunderdel liksidig SB 38/43 djup- o vinkeljusterbar fotplatta sexkantrör med hålbild	
		H-1061441	Benstödsunderdel liksidig SB 43-53 djup- o vinkeljusterbar fotplatta sexkantör med hålbild	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1071427	Hel fotbräda sb38cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071428	Hel fotbräda sb43cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071429	Hel fotbräda sb48cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071430	Hel fotbräda sb53cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-6010412	Benstöd kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-6010413	Benstöd kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-1045562	Amputationsbenstöd Höger	
		H-1045561	Amputationsbenstöd Vänster	
		H-1079791	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd till stol med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och ubl 20-40cm inkl fäste. Utan sitslyft	
		H-1079793	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd till stol med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och ubl 20-40cm inkl fäste. Med sitslyft	
		H-1079785	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm. Utan sitslyft inkl fäste	
		H-1079787	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm Med sitslyft inkl fäste	
		H-1077861	Centrumplacerat benstöd med hel fotplatta utan sitslyft . Komplet med fäste.	
		H-1077947	Centrumplacerat benstöd med hel fotplatta med sitslyft . Komplet med fäste.	
		H-1081754 H-1077193	Centrumplacerat benstöd med delade fotplattor exkl fäste Fäste till centrubenstöd med delade fotplattor. Utan sitslyft	
		H-1081754 H-1077863	Centrumplacerat benstöd med delade fotplattor exkl fäste Fäste till centrubenstöd med delade fotplattor. Med sitslyft	

Artikelnummer för Fotlåda, se längre fram i dok under Övriga tillval

Ryggstöd


	H-6070843	Rygg 5cm smalare/bredare än sits, <i>manuell rygg</i> (par)	
	H-1092610	Breddjusteringskit 5cm bredare/smalare än sits, <i>elrygg</i> (RB 43-53)	
	H-1070954	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm</i>	
	standard H-1070955	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm</i> • <i>Standardval</i>	
	H-1070956	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1070957	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1077824	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1077825	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1077826	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1077827	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074443	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-1071640	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1071641	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1071642	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1071643	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074442	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-6072820	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 38cm</i> • <i>Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6</i>	
	H-6072822	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 43cm</i> • <i>Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6</i>	
	H-6072824	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 48cm</i> • <i>Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6</i>	
	H-6072826	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 53cm</i> • <i>Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6</i>	
	H-122127-1795	Ryggbåge iChair breddjusterbar	
	H-6070938	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070943	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070948	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070954	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm, Rygghöjd 60cm</i>	

Ryggstöd

	H-1078915	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, Bredd 38cm • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1078914	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, Bredd 43cm • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1078916	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, Bredd 48cm • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1074114	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, Bredd 53cm • Passar endast med sittbredd 53cm	

	357304	Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	357305	Netti SMART, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	357307	Netti SMART, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	357309	Netti SMART, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	357310	Netti SMART, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	357311	Netti SMART, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	367304	Netti STABIL, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	367305	Netti STABIL, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	367307	Netti STABIL, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	367309	Netti STABIL, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	367310	Netti STABIL, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	367311	Netti STABIL, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	377301	Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	377302	Netti SuperSTABIL, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	377304	Netti SuperSTABIL, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	377306	Netti SuperSTABIL, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	377307	Netti SuperSTABIL, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	377308	Netti SuperSTABIL, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	206301	Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	206302	Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm Höjd 500mm	
	206303	Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm Höjd 500mm	
	206304	Netti KYPHOTIC, Bredd 500mm Höjd 500mm	

Bima Bas 5cm tjock med viss skålning Textilklädsel




H-90303840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90303843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90303850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	

H-90304340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90304343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90304350 • Standardval	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90304353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90304356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	

H-90304843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90304850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90304853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90304856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	


H-90305350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90305353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90305356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std) Textilklädsel



H-1077816	Sittbredd	38 cm	
H-1077817	Sittbredd	43 cm	
H-1077818	Sittbredd	48 cm	
H-1077819	Sittbredd	53 cm	

Inkontinensöverdrag (endast överdrag)




H-90323840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90323843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90323850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	

H-90324340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90324343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90324350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90324353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90324356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	

H-90324843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90324850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90324853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90324856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	

H-90325350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90325353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90325356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	


ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std) Konstläder- klädsel





H-1071526	Sittbredd	38 cm	
H-1071527	Sittbredd	43 cm	
H-1071528	Sittbredd	48 cm	
H-1071529	Sittbredd	53 cm	

Huvudstöd

	standard	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
		H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
		H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
		H-1074433P	Polstring till huvudstöd H-1074433	
		96559 23005	Huvudstöd A Böjd, Netti Fäste	
		96601 23005	Huvudstöd B, Netti Fäste	
		96631 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
		81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	
		96276 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
		84570 23005	Huvudstöd F med stöd för käken, Netti Fäste	
		H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdställning av huvudstöd	
		45366 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (höjd 130mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		45367 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (höjd 150mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		45365 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (höjd 120mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	
		45368	Huvudsstödsfäste Axion 60°	
		45378	Huvudsstödsfäste Axion 90°	




Positionering

	H-60341920	Sidostödspolstring Hö om 20mm med tygöverdrag	
	H-60341920	Sidostödspolstring Vä om 20mm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Hö om 40mm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Vä om 40mm med tygöverdrag	
	H-1074416	Lårstöd, Hö med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1074416	Lårstöd, Vä med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 25mm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 37,5mm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 50mm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1075428	Bålstöd höger undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd höger avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd vänster avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Höjd 80 mm, bredd 80 mm, längd 140 mm Fäste	
	86097 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Medium. Hö 80 mm, br 110 mm, längd 150 mm Fäste	
	86098 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Large. Hö 80 mm, br 140 mm, längd 170 mm Fäste	
	H-1070540	Abduktionsblock (Grenkil) för plansits	
	H-6010772	Halvbord, vadderat (hemibord) Höger inkl T-stag	
	H-6010773	Halvbord, vadderat (hemibord) Vänster inkl T-stag	
	88810	Bålstödsplåt	

Bälten

	standard	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
		H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
		H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
		H-1070815	Bälte med kardborrelås	
		H-6085370	Rullbälte med snäpplås inkl fäste, längd 90cm	
		H-6085372	Rullbälte med snäpplås inkl fäste, längd 115cm	
		H-6085352	Fäste för BodyPoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
		H-6085356	H-selefäste till iChair SB 38-48 för BodyPoint 4-punkts bröstsele, 25mm band	
		H-6085358	H-selefäste till iChair SB 53-58 för BodyPoint 4-punkts bröstsele, 25mm band	

Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare med handlovsstöd på ryggbågen	
	H-6050490	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning	
	H-6050494	Vårdarstyrning med dubbelkommando Z-styrning komfort R-net	

Specialstyrningar

	H-1072453	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072455	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072449	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072451	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	

Specialstyrningar

	H-6050498	Omni 2 komplett. Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar • Endast i kombination med R-Net elektronik	
	H-6050275	Compact joystick	
	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-206927700	MicroGuide minijoystick med handlovsstöd • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1072890	Hakstyrning med manuellt undansvägbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1074111	Hakstyrning med elektronikst undansvägbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6050286	Hakstyrning L • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6091357	Extra robust joystick • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
		Det finns även armstyrning, fotstyrning, mm vid förfrågan kontakta L&B Medical	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	


Manöverbox/Elektronik

	H-6050340	Adapter för sidojustering av manöverbox upp till 4 cm inåt liksidig	
	standard H-206849900	LCD Färgdisplay på R-Net manöverbox	
	H-6089845	Manöverbox avancerad med stor display samt inbyggd blåtand och IR-sändare	
	H-6050276	Knappox för upp till 5 elektriska ställdon (Kräver LCD manöverbox)	
	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Hjul

	H-1083494 H-1083494	Drivhjul 14", punkteringsfria	
	H-6010148	Trelleborgsdäck luftpumpade för drivhjul (par) • Högre gummiblandning ger bättre fäste men snabbare slitage	

Ryggrör

	H-1079253	Rundrörsrygg, Bredd 38cm • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1079254	Rundrörsrygg, Bredd 43cm • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1079255	Rundrörsrygg, Bredd 48cm • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1079256	Rundrörsrygg, Bredd 53cm • Passar endast med sittbredd 53cm	

Övriga tillval

		H-1069787	Bagagehylla	
		H-1082220	Kryckkäpphållare för liggande kryckkäppar	
		H-6085425	Kryckkäpphållare för stående kryckkäppar	
	standard	H-6081252	Väskkrokar på rygg	
		42269	Rullstolsväska Netti	
	standard	H-1083516	Belysning samt blinkers fram och bak	
		H-110511-0003	Fjärrstopp trådbunden	
		H-060829-0001	Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter	
		H-6010383	Hårda fjädrar, minskar gung vid brukarvikt över 120kg	
	standard	H-24064035	Laddare 24V 8A EC-Buddy XLR-kontakt	
		H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
		H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	
		H-1068409	Bakspegel för motsatt sida från manöverbox	
		H-8108595	Bakspegel på samma sida som manöverbox	
		H-200550	Syrgasflaskhållare för 2-5 liters-flaska med hållare	
		41987	Droppställning Netti för iChair	
		H-1076835	USB-uttag	
		H-501619	Adapterset för dockningssystem Dahl i bil, för iChair mcFront manuell rygg	
		H-6085380	Fotlåda för stol med sittbredd 38cm	
		H-6085382	Fotlåda för stol med sittbredd 43cm	
		H-6085384	Fotlåda för stol med sittbredd 48cm	
		H-6085386	Fotlåda för stol med sittbredd 53cm	