



202602-cat2

Datum:

Utprovat av:

Användare:

Referensnummer:

Konfiguration, grundstol

H-1613-7D51231 iChair mcFront R-net LCD (Eltilt, centrumbenstöd exkl sittdyna)


- Sitsbredd 38* cm
- Sitshöjd 46,5* cm
- Sitsvinkel elektriskt reglerbar (4° till 26°)
- Sitsdjup 38* cm
- Ryggstödshöjd 45 cm (justerbar, se nedan)
- Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- Rygg enkelt fällbar för transport
- Karborrerygg med Netti Smart ryggdyna
- Ryggbåge standard
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjjusterbara
- Säkerhetsbälte
- Väskkrokar
- Benstöd centrumbenstöd, uppfällbart inkl hel fotplatta
- Länkhjul 9" punkteringsfria
- Drivhjul 14" luftpumpade
- Stänkskydd på drivhjul
- Fjädring justerbar
- Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- Gyro, elektronisk kursstabilisering
- Manöverbox LCD med färgdisplay, längd- och höjddreglerbar, med parallellbeslag
- Högerstyrd*
- Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- Transportfästen
- Batterier 2 x 80Ah
- Laddare
- Belysning
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Chassifärg Svart

* annan inställning väljs nedan

Stolens mått i standardkonfiguration

Totallängd	98cm
Transportlängd	84cm
Totalbredd chassi	62cm
Totalbredd sits	sitsbredd +15cm
Backtagning	11% (6°)
Max brukarvikt	160kg (140 kg m sitslyft)

Individuella mått:



Sitsbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 30-65cm) Sittdynan är understödd upp till 53cm

Sitsdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 35,5-56cm)

Längd: _____

Vikt: _____

Inställningar

Sitsbredd valbara fasta steg:

38cm
43cm

SB 30-38cm kräver 2 st adapters, se sid 2.

Obs armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.

Ryggbredd: (Bredare eller smalare RB passar endast med manuell ryggvinkel)

H-6070843 5cm smalare än sittbredd *min 33cm*

Samma som sittbredd (38-53 cm)

H-6070843 5cm bredare än sittbredd *max 58cm*

Rygghöjd:

45cm
50cm

Rygghöjd 60cm, *specifisera på sid 4*

Sitsdjup:

35,5*cm
38cm
41,5cm
45cm

* endast ErgoSeat


Sitshöjd

43cm
46,5cm
50cm

Körsida:

Högerstyrd
Vänsterstyrd

Armstöd

	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard höger (byts till H-6010782 vid SD 38) längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard vänster (byts till H-6010781 vid SD 38) längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • <i>passar H-1070451</i>	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • <i>passar H-1070451</i>	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 597mm lång dyna, Höger • <i>passar H-1070912</i>	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 517mm lång dyna, Vänster • <i>passar H-1070913</i>	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • <i>passar H-1069946</i>	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • <i>passar H-1069946</i>	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.	
		H-1082051P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • <i>passar H-1082051</i>	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • <i>Kan ej monteras på samma sida som manöverbox</i>	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • <i>Kan ej monteras på samma sida som manöverbox</i>	
		H-6073101	Armstöd uppfällbart, komplett hö/vä inkl ryggrör	
		H-6085120	Adaptrar för inflytt av armstöd 4 cm/sida inkl sidostöd • <i>Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först</i>	
		H-8460324	Armstödsdyna höger längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-8460323	Armstödsdyna vänster längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-6010782	Armstödsdyna kort inkl fäste höger (standard iChair mcS)	
		H-6010781	Armstödsdyna kort inkl fäste vänster (standard iChair mcS)	
		H-1077097	Armstöd vänster komplett med klädskydd och dyna, iChair mcS. Höjd 180-250mm	
		H-1077098	Armstöd höger komplett med klädskydd och dyna, iChair mcS. Höjd 180-250mm	

Benstöd

	H-6010424	Benstöd vinkelfast med vstb fotplatta, sidomonterad delade, Höger Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 35-50cm	
	H-6010423	Benstöd vinkelfast med vstb fotplatta, sidomonterad delade, Vänster Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 35-50cm	
	H-1062135 H-5006581	Benstödsöverdel sidomonterad med manuellt vinkelreglering, Höger • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
	H-1062134 H-5006580	Benstödsöverdel sidomonterad med manuellt vinkelreglering, Vänster • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
	H-1073554 H-5006627	Benstödsöverdel sidomonterad med elektrisk vinkelreglering, Höger • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
	H-1073553 H-5006626	Benstödsöverdel sidomonterad med elektrisk vinkelreglering, Vänster • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
	H-1079374	Benstödsunderdel vinkelställbar för sidomonterade benstöd, Höger	
	H-1079373	Benstödsunderdel vinkelställbar för sidomonterade benstöd, Vänster	
	H-1073066 H-1073066	Hälband, styck	
	H-1054378	Fotremmar, par	
	H-1071427	Hel fotbräda sb38cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
	H-1071428	Hel fotbräda sb43cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
	H-1071429	Hel fotbräda sb48cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
	H-1071430	Hel fotbräda sb53cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
	H-6010412	Benstöd sidomonterad kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
	H-6010413	Benstöd sidomonterad kort vänster inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
	standard H-1077861	Centrumplacerat benstöd med hel fotplatta utan sitslyft	
	H-1081754	Centrumplacerat benstöd med delade fotplattor utan sitslyft	
	H-1079791	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 20-40cm • Utan sitslyft	
	H-1079793	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 20-40cm • Använd denna artikel om stolen även skall utrustas med sitslyft	
	H-1079785	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm	
	H-1079787	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm • Använd denna artikel om stolen även skall utrustas med sitslyft	
	H-1045562 H-5006581	Amputationsbenstöd, Höger	
	H-1045561 H-5006580	Amputationsbenstöd, Vänster	
		Fotlåda se Övriga tillval	


Ryggstöd

	H-1078915	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 38cm</i> • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1078914	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 43cm</i> • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1078916	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 48cm</i> • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1074114	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 53cm</i> • Passar endast med sittbredd 53cm	
	H-1070951	Ryggmatta ortoflex bredd 38cm	
	H-1070950	Ryggmatta ortoflex bredd 43cm	
	H-1070952	Ryggmatta ortoflex bredd 48cm	
	H-1070953	Ryggmatta ortoflex bredd 53cm	
	H-1077824	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1077825	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1077826	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1077827	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074443	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-1071644	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1071645	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1071646	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1071647	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074442	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-6072820	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 38cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072822	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 43cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072824	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 48cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072826	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 53cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6070938	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070943	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070948	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070954	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm, Rygghöjd 60cm</i>	

Ryggstöd

		357304	Netti SMART, Bredd 350mm	
	standard	357305	Netti SMART, Bredd 380mm	
		357307	Netti SMART, Bredd 430mm	
		357309	Netti SMART, Bredd 500mm	
		357310	Netti SMART, Bredd 550mm	
		357311	Netti SMART, Bredd 600mm	
		367304	Netti STABIL, Bredd 350mm	
		367305	Netti STABIL, Bredd 380mm	
		367307	Netti STABIL, Bredd 430mm	
		367309	Netti STABIL, Bredd 500mm	
		367310	Netti STABIL, Bredd 550mm	
		367311	Netti STABIL, Bredd 600mm	
		377301	Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm	
		377302	Netti SuperSTABIL, Bredd 380mm	
		377304	Netti SuperSTABIL, Bredd 430mm	
		377306	Netti SuperSTABIL, Bredd 500mm	
		377307	Netti SuperSTABIL, Bredd 550mm	
		377308	Netti SuperSTABIL, Bredd 600mm	
		206301	Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm	
		206302	Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm	
		206303	Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm	
		206304	Netti KYPHOTIC, Bredd 500mm	

Bima Bas 6 cm tjock med viss skålning
Textilklädsel




H-90303840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90303843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90303850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	
H-90304340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90304343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90304350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90304353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90304356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90304843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90304850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90304853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90304856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	
H-90305350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90305353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90305356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
Textilklädsel



H-1077816	Sittbredd	38 cm	
H-1077817	Sittbredd	43 cm	
H-1077818	Sittbredd	48 cm	
H-1077819	Sittbredd	53 cm	

Inkontinensöverdrag (endast överdrag)



H-90323840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90323843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90323850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	
H-90324340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90324343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90324350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90324353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90324356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90324843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90324850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90324853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90324856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	
H-90325350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90325353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90325356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
**Konstläder-
klädsel**




H-1071514	Sittbredd	38 cm	
H-1071515	Sittbredd	43 cm	
H-1071516	Sittbredd	48 cm	
H-1071517	Sittbredd	53 cm	

Huvudstöd



	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
	H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
	H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
	H-1074433P	Polstring till huvudstöd H-1074433	

	40880 23005	Huvudstöd A Böjd, Netti Fäste	
	40881 23005	Huvudstöd B, Netti Fäste	
	40882 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
	81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	
	94238 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
	84570 23005	Huvudstöd F med stöd för käken, Netti Fäste	
	H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdställning av huvudstöd	

	45366 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (höjd 130mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45367 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (höjd 150mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45365 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (höjd 120mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	
	45368	Huvudsstödsfäste Axion 60°	
	45378	Huvudsstödsfäste Axion 90°	



Positionering

	H-60341920	Sidostödspolstring Hö om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341920	Sidostödspolstring Vä om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Hö om 4cm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Vä om 4cm med tygöverdrag	
	H-1074416	Lårstöd, Hö med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1074416	Lårstöd, Vä med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med ställbar kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1075428	Bålstöd höger undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd höger avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd vänster avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Höjd 80 mm, bredd 80 mm, längd 140 mm Fäste	
	86097 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Medium. Hö 80 mm, br 110 mm, längd 150 mm Fäste	
	86098 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Large. Hö 80 mm, br 140 mm, längd 170 mm Fäste	
	H-1070540	Abduktionsblock (Grenkil) för plansits	
	H-6010772	Halvbord, vadderat (hemibord) Höger inkl T-stag	
	H-6010773	Halvbord, vadderat (hemibord) Vänster inkl T-stag	
	88810	Bålstödsplåt	

Bälten

	standard	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
		H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
		H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
		H-1070815	Bälte med kardborrelås	
		H-6085370	Rullbälte med snäpplås inkl fäste, längd 90cm	
		H-6085372	Rullbälte med snäpplås inkl fäste, längd 115cm	
		H-6085352	Fäste för BodyPoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
		H-6085356	H-selefäste till iChair SB 38-48 för BodyPoint 4-punkts bröstsele, 25mm band	
		H-6085358	H-selefäste till iChair SB 53-58 för BodyPoint 4-punkts bröstsele, 25mm band	


Vårdarstyrning

		H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
		H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
		H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare med handlovsstöd på ryggbågen	
		H-6050490	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning	
		H-6050494	Vårdarstyrning med dubbelkommando Z-styrning komfort R-net	

Hjul

		H-1083494 H-1083494	Punkteringsfria drivhjul, 14"	
		H-6010148	Trelleborgsdäck för drivhjul, luftpumpade • Högre gummiblandning ger bättre fäste men snabbare slitage	

Ryggör

		H-1079253	Rundrörsrygg, Bredd 38cm • Passar endast med sittbredd 38cm	
		H-1075962	Rundrörsrygg, Bredd 43cm • Passar endast med sittbredd 43cm	
		H-1079255	Rundrörsrygg, Bredd 48cm • Passar endast med sittbredd 48cm	
		H-1079256	Rundrörsrygg, Bredd 53cm • Passar endast med sittbredd 53cm	

Manöverbox/Elektronik

	H-6050340	Sidojusteringsbar manöverbox	
	H-206849900	Uppdatering till LCD Färgdisplay på R-Net manöverbox	
	H-6089845	Manöverbox avancerad med stor display samt inbyggd blåtand och IR-sändare	
	H-6050276	Knappox för upp till 5 elektriska ställdon (Kräver LCD manöverbox)	
	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Bordsstyrningar

	H-1072453	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072455	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072449	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072451	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072633	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger • Endast i kombination med R-Net	
	H-1072639	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger • Endast i kombination med R-Net	
	H-1072918	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster • Endast i kombination med R-Net	
	H-1072919	Bordsstyrning med vändbar manöverbox, undanfällbar åt vänster sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster • Endast i kombination med R-Net	

Specialstyrningar

	H-6050498	Omni 2 komplett. Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar • Endast i kombination med R-Net elektronik	
	H-6050275	Compact joystick	
	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-206927700	MicroGuide minijoystick med handlovsstöd • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1072890	Hakstyrning med manuellt undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1074111	Hakstyrning med elektronikst undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6050286	Hakstyrning L • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6091357	Extra robust joystick • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6091352	Styrplatta "TouchDrive" • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6091485	Adapter för att montera extern knapp i blåtandsmodul (för av/på, mode eller musknapp)	
		Det finns även armstyrning, fotstyrning, styrning med spelkontroll mm vid förfrågan	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni 2 för att kopplas in.	

Övriga tillval

	H-6085380	Fotlåda för stol med sittbredd 38cm	
	H-6085382	Fotlåda för stol med sittbredd 43cm	
	H-6085384	Fotlåda för stol med sittbredd 48cm	
	H-6085386	Fotlåda för stol med sittbredd 53cm	

	H-1082220	Kryckkäpphållare för två liggande kryckkäppar	
	H-6085425	Kryckkäpphållare för två stående kryckkäppar	
	standard H-6081252	Väskkrokar på rygg	
	42269	Rullstolsväska Netti	
	H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
	H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	
	H-1068409	Backspegel på motsatt sida från manöverbox	
	H-8108595	Backspegel på samma sida som manöverbox	
	H-202300 H-6010557	Droppställning med hållare	
	H-1083516	Belysning samt blinkers fram och bak	
	H-110511-0003	Fjärrstopp trådbunden	
	H-060829-0001	Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter	
	H-24064035	Laddare 24V 8A EC-Buddy XLR-kontakt	
	H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
	H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	
	41987	Droppställning Netti för iChair	
	H-1076835	USB-uttag	

Noteringar