



202503-cat3

Datum:

Utprovat av:

Brukare:

Referensnummer:

Val av stolsmodell

H-1614-JHB55242 iChair XXL 200kg bakhjulsdriven, R-net LCD (Eltilt, elrygg, knappbox ingår)

- Sittbredd 58*cm
- Sitshöjd 46* cm
- Sitsvinkel elektriskt reglerbar (-2° till 18°)
- Sittdjup 53,5*cm
- Ryggstödshöjd 57cm (justerbar till 53 cm)
- Ryggstödsvinkel el (reglerbar -10° till +50°)
- Ryggskal med komfortrygg Ergoseat, textil
- Ergoseat sittdyna med textilkädsel
- Ryggbåge
- Huvudstöd
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjjusterbara
- Väskkrokar

- Manuellt vinkelställbara benstöd
- Fotplattor delade, vinkelställbara o uppfällbara
- Vadplattor
- Länkhjul 10" punkteringsfria
- Drivhjul 14" luftpumpade
- Stänkskydd bak över drivhjulen
- Fjädring justerbar
- Elektronik R-net, LCD förberett för upp till sex ställdon, inkl knappbox
- Manöverbox längd och höjdgörbar, med parallellbeslag
- Högerstyrd*

- Transportfästen
- Tippskydd med fjädrande avvisarhju
- Batterier, GEL 2 x 80Ah
- Hastighet max 8 km/h (programmerbart)
- Belysning
- Pakethållare
- Chassifärg Svart


Stolens mått i standardkonfiguration

Totallängd	115cm
Transportlängd	85cm
Totalbredd	67cm
Max brukarvikt	200kg

*) annan inställning väljs nedan

Alternativ rullstolsmodell	H-1614-JHB55222	iChair XXL 200kg R-net LED eltilt, elrygg utan knappbox (vinkelfasta benstödsöverdelar)	
Alternativ rullstolsmodell	H-1614-JHB41222	iChair XXL 200kg R-net LED Endast eltilt, utan knappbox (vinkelfasta benstödsöverdelar) Elrygg, specificera på sid 4	
Alternativ rullstolsmodell	Offert	iChair XXL för användare upp till 250kg, SB 58, 62 och 65 (exkl breddning med armstöd) Tillverkas mot order. Kontakta L&B Medical för offert.	

Individuella mått:



Sitsbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 53–70cm) Sittdynan är understödd upp till 58cm

Sitsdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 43–60cm)

Längd: _____

Vikt: _____

Sitsbredd valbara fasta steg:

53cm

58cm

upp till 70cm understödd upp till 58cm


SB 58-70 kräver 2st längre armstödsfästen
art nr H-1070466

Ryggbredd: (Bredare eller smalare RB än SB)

5cm smalare än sitsbredd

Samma som sitsbredd

5cm bredare än sitsbredd, max 58 cm

Specificera till manuell eller elrygg på sid 4!

Rygghöjd:

53cm

57cm

Annan rygghöjd, specificera på sid 4

Sitsdjup:

43cm

46,5cm

50cm

53,5cm

57cm

60cm*

* två sits-
förlängare
H-1071688
krävs.


Sitthöjd

46cm (golv till plansits med 0° tilt)

51cm (golv till plansits med 0° tilt)

56cm (golv till plansits med 0° tilt)



Körsida:

Högerstyrd

Vänsterstyrd

Grundinställningar

Armstöd

	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard höger längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard vänster längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1070451	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1070451	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 597mm lång dyna, Höger • passar H-1070912	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 517mm lång dyna, Vänster • passar H-1070913	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1069946	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1069946	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-6073101	Armstöd uppfällbara kompletta inkl ryggrör, par	

Benstöd

		H-1044622	Benstöd fast vinkel, höger	
		H-1044621	Benstöd fast vinkel, vänster	
	standard	H-1075049	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Höger	
	standard	H-1075048	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Vänster	
		H-1073066	Hälband höger fotplatta	
		H-1073066	Hälband vänster fotplatta	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1073511	Hel fotbräda sb53cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	
		H-1073512	Hel fotbräda sb58cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	
	standard	H-1073506	Vinkelställbar fotplatta Höger • Endast med fast samt manuellt vinkelreglebart benstöd	
	standard	H-1073507	Vinkelställbar fotplatta Vänster • Endast med fast samt manuellt vinkelreglebart benstöd	
		H-1072662	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Höger	
		H-1072661	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Vänster	
		H-1078956	Fotplatta hel sb53cm för iChair xxl extra djup	
		H-1078963	Fotplatta hel för iChair xxl sb 58cm extra djup	
		H-1045550	Amputationsbenstöd Höger	
		H-1045549	Amputationsbenstöd Vänster	
		H-6085386	Fotlåda för stol med sittbredd 53cm	
		H-6085388	Fotlåda för stol med sittbredd 58cm	
		86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Höjd 80 mm, bredd 80 mm, längd 140 mm Fäste	
		86097 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Medium. Hö 80 mm, br 110 mm, längd 150 mm Fäste	
		86098 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Large. Hö 80 mm, br 140 mm, längd 170 mm Fäste	
		H-1070540	Abduktionsblock (Grenkil) för plansits	

Ryggstöd


		H-6070843	Rygg 5cm smalare/bredare än sits, manuell rygg (par)	
		H-1092610	Breddjusteringskit 5cm bredare/smalare än sits, elrygg (RB 43-53) max 58	
		H-1070957	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex), komplett inkl ryggmatta, sittbredd 53cm	
		44993	Ställbar kardborrerygg (Netti) OBS endast kardborrerygg som kan kombineras med Netti ryggdyna, sittbredd 58cm	
		H-1077831 H-1071599	Ergoseat ryggdyna tygklädsel sittbredd 53cm Ryggskal	
	standard	H-1077730 H-1074462	Ergoseat ryggdyna tygklädsel sittbredd 58cm Ryggskal	
		H-1071593 H-1071599	Ergoseat ryggdyna konstläderklädsel (inkontinensskyddat) sittbredd 53cm Ryggskal	
		H-1070916 H-1074462	Ergoseat ryggdyna konstläderklädsel (inkontinensskyddat) sittbredd 58cm Ryggskal	
		H-6070954	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, Bredd 53cm, Rygghöjd 60cm	
		357309	Netti SMART, Bredd 500mm Höjd 500 mm	
		357310	Netti SMART, Bredd 550mm Höjd 500 mm	
		357311	Netti SMART, Bredd 600mm Höjd 500 mm	
		367309	Netti STABIL, Bredd 500mm Höjd 500 mm	
		367310	Netti STABIL, Bredd 550mm Höjd 500 mm	
		367311	Netti STABIL, Bredd 600mm Höjd 500 mm	
		377306	Netti SuperSTABIL, Bredd 500mm Höjd 500 mm	
		377307	Netti SuperSTABIL, Bredd 550mm Höjd 500 mm	
		377308	Netti SuperSTABIL, Bredd 600mm Höjd 500 mm	

Elfunktioner

		H-1074114	Ryggstöd elektriskt reglerbart, RB 53 (reglerbart från -10° till +50°)	
	standard	H-1078935	Ryggstöd elektriskt reglerbart, RB 58 (reglerbart från -10° till +50°)	


Sittdynor

Ergoseat med textilklädsel (kostnadsfritt val)						
		Sittbredd				
Sittdjup	cm	48		53		58
40-56		H-1077816		H-1077819		standard H-1077725



Ergoseat med konstläderklädsel (inkontinensskyddad)				
		Sittbredd		
Sittdjup	cm	48		53
40-56		H-1071515		H-1071517

Inkontinensöverdrag universal (OBS: Endast överdrag, kryssa för dyna separat!)						
		Sittbredd				
Sittdjup	cm	48		53		58
	43	H-90324843				H-90325846
	50	H-90324850		H-90325350		
	53	H-90324853		H-90325353		
	56	H-90324856		H-90325356		H-90325856



Positionering

	H-60341920	Sidostödspolstring Hö/Vä om 2cm med tygöverdrag		
	H-60341925	Sidostödspolstring Hö/Vä om 4cm med tygöverdrag		
	H-1074416	Lårstöd liksidigt, stöd om 248x108mm i konstläder, extra stabilt		
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12		
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12		
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11		
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11		
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat		
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat		
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat		
	H-1075428	Bålstöd höger undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart		
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart		

Huvudstöd

	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
	H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
	H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
	H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdinställning av huvudstöd	

	40880 23005	Huvudstöd A Börd, Netti Fäste	
	standard 40881 23005	Huvudstöd B, Netti Fäste	
	40882 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
	81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	
	94238 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
	84570 23005	Huvudstöd F med stöd för käken, Netti Fäste	


Huvudstöd

	45366 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45367 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	

Bälten

	H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
	H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
	H-6085352	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
	H-6085358	H-selefäste till iChair SB 53-58 för BodyPoint 4-punkts bröstsele, 25mm band	

Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-6050478	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning <i>Stolen blir endast vårdarstyrd</i>	
	H-6050465	Dubbelkommandobox i Z-styrning <i>Stolen kan köras växelvis av användare och vårdare</i>	

Övriga tillval

	H-6085425	Kryckkäpphållare för två stående kryckkäppar	
	H-1082220	Kryckkäpphållare moteras på armstöd för två liggande kryckkäppar	
 standard	H-1083509	Belysning samt blinkers fram och bak	
	H-24064035	Laddare 24V 8A EC-Buddy XLR-kontakt	
	H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	

Hjul

	H-1083580	Luftpumpade länkhjul, 10"	
	H-1083494	Drivhjul 14", punkteringsfria	
	H-6010148	Trelleborgsdäck för drivhjul, luftpumpade • Högre gummiblandning ger bättre fäste men snabbare slitage	

Manöverbox/Elektronik

	H-6050340	Sidojusteringsbar manöverbox	
	standard H-206849900	LCD Färgdisplay på R-Net manöverbox	
	H-6089845	Manöverbox avancerad med stor display samt inbyggd blåtand och IR-sändare	
	standard H-6050276	Knappox för upp till 5 elektriska ställdon (Kräver LCD manöverbox)	
	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Noteringar