



202102-camå

Datum:

Utprovat av:

Brukare:

Referensnummer:

## Konfiguration, grundstol

## H-1616-SLSOB21121 iChair mcS Svart, R-net

- Sitsbredd 34\* cm
- Sitshöjd 41\* cm
- Sitsvinkel manuellt reglerbar 0° till 10°
- Sitsdjup 37\* cm
- Ryggstödshöjd 44\* cm
- Ryggstödvinkel reglerbar -10° till +30° i steg om 10°
- Rygg enkelt fällbar för transport
- Kardborrerygg med ryggmatta
- Ryggbåge
- Väskkrokar
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjjusterbara

- Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara
- Fotplattor delade, höjjuster-, vinkelstäl- samt uppfällbara
- Hälband
- Länkhjul 9" punkteringsfria
- Drivhjul 12" luftpumpade
- Stänkskydd på drivhjulen
- Fjädring justerbar
- Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- Manöverbox LED längd och höjddreglerbar, med parallellbeslag
- Belysning

- Högerstyrd\*
- Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- Transportfästen
- Batterier MK 2 x 60Ah
- Laddare 8A
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Chassifärg Svart

## Stolens mått i standardkonfiguration

|                |      |
|----------------|------|
| Totallängd     | 97cm |
| Transportlängd | 79cm |
| Totalbredd     | 58cm |
| Max brukarvikt | 75kg |


\* om ej annan inställning väljs nedan.

|            |                                                                                     |             |                                                                                  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elställdon |  | H-1069778   | Elektrisk sitsvinkel 0° till 22°                                                 |  |
|            |                                                                                     | H-0027-1616 | Elektrisk sitslyft 20cm samt elektrisk sitsvinkel 0° till 30°                    |  |
|            |  | H-1075734   | Ryggstöd elektriskt reglerbart med rygghöjd 39cm (reglerbart från -5° till +35°) |  |
|            |                                                                                     | H-1076726   | Ryggstöd elektriskt reglerbart med rygghöjd 44cm (reglerbart från -5° till +35°) |  |

## Noteringar

Grundinställningar

Individuella mått:



Sitsbredd: \_\_\_\_\_

(Möjligt intervall SB: 22–43 cm) Sittedynan är understödd upp till 38 cm

Sitsdjup: \_\_\_\_\_

(Möjligt intervall SD: 30–40,5)

Längd: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_

Sitsbredd valbara fasta steg:

30cm

34cm

38cm

SB 22–30 cm kräver 2 st adapter H-122127-1765 och armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.

Ryggbredd:

5 cm smalare än sitsbredd, H-6070843

*min RB 25cm*

Samma som sitsbredd

5 cm bredare än sitsbredd, H-6070843

*max RB 43cm*

Rygghöjd:

39cm

44cm

Sitsdjup:

30 cm

33,5 cm

37 cm

40,5 cm

Sitshöjd

(golv till plansits med 0° tilt):

41cm

44,5cm

(+2,5cm vid 3° tilt)

Körsida:

Högerstyrd

Vänsterstyrd

### Armstöd

|                                                                                   |          |               |                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | standard | H-1024118     | Armstödsdyna standard höger                                                                                                                |  |
|                                                                                   | standard | H-1024122     | Armstödsdyna standard vänster                                                                                                              |  |
|                                                                                   |          | H-1024118P    | Armstödspolstring löstagbart överdrag för armstöd mcS                                                                                      |  |
|  |          | H-122127-1765 | Adaptrar för inflytt av armstöd 4cm/sida<br>• Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först |  |
|  |          | H-6085285     | Armstödsdyna större (standard till övriga iChair) vänster, inkl T-stag                                                                     |  |
|                                                                                   |          | H-6085285     | Armstödsdyna större (standard till övriga iChair) höger, inkl T-stag                                                                       |  |
|   |          | H-6085296     | Armstödsdyna variant (standard till Optimus) vänster, inkl T-stag                                                                          |  |
|                                                                                   |          | H-6085297     | Armstödsdyna variant (standard till Optimus) höger, inkl T-stag                                                                            |  |
|   |          | H-1082051     | Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.                                           |  |
|                                                                                   |          | H-1082043     | Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm                                                                                                      |  |
|  |          | H-6050220     | Armbågsstöd på höger sida                                                                                                                  |  |
|                                                                                   |          | H-6050220     | Armbågsstöd vänster sida                                                                                                                   |  |

### Benstöd

|                                                                                     |          |                        |                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  | standard | H-1056390              | Benstöd fast vinkel svart, höger                               |  |
|                                                                                     | standard | H-1056389              | Benstöd fast vinkel svart, vänster                             |  |
|  |          | H-1077095              | Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Höger                       |  |
|                                                                                     |          | H-1077094              | Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Vänster                     |  |
|                                                                                     | standard | H-1073066              | Hälband höger fotplatta                                        |  |
|                                                                                     | standard | H-1073066              | Hälband vänster fotplatta                                      |  |
|                                                                                     |          | H-1054378              | Fotremmar, par                                                 |  |
|  |          | H-1076760              | Hel fotbräda sb30cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar.          |  |
|                                                                                     |          | H-1076761              | Hel fotbräda sb34cm & sb38cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar. |  |
|  |          | H-1076765              | Mittmonterad fotplatta uppfällbar mot stolen                   |  |
|  |          | H-1045562<br>H-5006581 | Amputationsbenstöd Höger<br>Fäste                              |  |
|                                                                                     |          | H-1045561<br>H-5006580 | Amputationsbenstöd Vänster<br>Fäste                            |  |

### Ryggstöd

|                                                                                    |            |                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | H-1076740  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 30cm rygghöjd 39cm                        |  |
|                                                                                    | H-1076741  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 34cm rygghöjd 39cm                        |  |
|                                                                                    | H-1076742  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 38cm rygghöjd 39cm                        |  |
|    | H-60323039 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 30cm rygghöjd 39cm |  |
|                                                                                    | H-60323439 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 34cm rygghöjd 39cm |  |
|                                                                                    | H-60323839 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 38cm rygghöjd 39cm |  |
|    | H-1076730  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 30cm rygghöjd 44cm                        |  |
|                                                                                    | H-1076731  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 34cm rygghöjd 44cm                        |  |
|                                                                                    | H-1076732  | Ställbar kadborrherygg (Ortoflex) inkl ryggmatta<br>Sittbredd 38cm rygghöjd 44cm                        |  |
|   | H-60323044 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 30cm rygghöjd 44cm |  |
|                                                                                    | H-60323444 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 34cm rygghöjd 44cm |  |
|                                                                                    | H-60323844 | Ryggdyna med fast ryggplatta, kadborre för infästning av tex thoraxstöd<br>Sittbredd 38cm rygghöjd 44cm |  |
|  | 357301     | Netti SMART, Bredd 250mm Höjd 400mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357302     | Netti SMART, Bredd 300mm Höjd 400mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357303     | Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 400mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357304     | Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 500mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357305     | Netti SMART, Bredd 380mm Höjd 500mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357306     | Netti SMART, Bredd 400mm Höjd 500mm                                                                     |  |
|                                                                                    | 357307     | Netti SMART, Bredd 430mm Höjd 500mm                                                                     |  |
|  | 407301BR   | Netti SuperSTABIL, Bredd 250mm Höjd 450mm                                                               |  |
|                                                                                    | 407302BR   | Netti SuperSTABIL, Bredd 300mm Höjd 450mm                                                               |  |
|                                                                                    | 407303BR   | Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm Höjd 450mm                                                               |  |
|                                                                                    | 407304BR   | Netti SuperSTABIL, Bredd 400mm Höjd 450mm                                                               |  |
|  | 206301     | Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm Höjd 500 mm                                                                 |  |
|                                                                                    | 206302     | Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm Höjd 500 mm                                                                 |  |
|                                                                                    | 206303     | Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm Höjd 500 mm                                                                 |  |
|  | H-6070938  | Rygghöjningskitt +10cm sittbredd 38cm komplett med Ortoflex                                             |  |

### Sittdyna

| Bima bas |    | Sitsbredd  |  |            |  |            |
|----------|----|------------|--|------------|--|------------|
| Sitsdjup | cm | 30         |  | 34         |  | 38         |
|          | 30 | H-90363030 |  | H-90363430 |  |            |
|          | 33 | H-90363033 |  | H-90363433 |  | H-90363833 |
|          | 37 | H-90363037 |  | H-90363437 |  | H-90363837 |
|          | 40 |            |  | H-90363440 |  | H-90303840 |



| Inkontinensöverdrag universal (OBS: Endast överdrag, kryssa för dyna separat!) |    |            |  |            |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------------|--|------------|
| Sitsdjup                                                                       | cm | 30         |  | 34         |  | 38         |
|                                                                                | 30 | H-90323030 |  | H-90323430 |  |            |
|                                                                                | 33 | H-90323033 |  | H-90323433 |  | H-90323833 |
|                                                                                | 37 | H-90323037 |  | H-90323437 |  | H-90323837 |
|                                                                                | 40 |            |  | H-90323440 |  | H-90323840 |




### Huvudstöd

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | H-1069259      | Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart<br><i>inkl fäste</i>                                                                                                           |  |
|  | H-1062131      | Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart<br><i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>                                |  |
|  | H-1074433      | Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd<br><i>inkl fäste</i>                                                                              |  |
|                                                                                     | H-030123-0001  | Minnesfunktion för höjdinställning av huvudstöd                                                                                                                           |  |
|                                                                                     | H-481029-7800  | Universalhållare för huvudstöd, för att montera tex HD:s huvudstöd                                                                                                        |  |
|  | 86133<br>23005 | Huvudstöd A Mini med sidostöd, Netti<br>Fäste                                                                                                                             |  |
|  | 40881<br>23005 | Huvudstöd B Liten, Netti<br>Fäste                                                                                                                                         |  |
|  | 90491<br>23005 | Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled<br>Fäste<br><i>Finns med kortare höger resp vänster sida - kontakta L&amp;B Medical för info och beställning!</i> |  |

|                                                                                     |                                  |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 45365<br>45370<br>41402<br>23005 | Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i><br>Horisontalstag, 250 mm<br>Vertikalstag, 350 mm<br>Fäste  |  |
|  | 45366<br>45370<br>41402<br>23005 | Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i><br>Horisontalstag, 250 mm<br>Vertikalstag, 350 mm<br>Fäste |  |
|  | 45368                            | Huvudstödsfäste Axion 60°                                                                                   |  |
|                                                                                     | 45378                            | Huvudstödsfäste Axion 90°                                                                                   |  |
|  | 82025                            | Huvudsstödsfäste, aluminium                                                                                 |  |


### Positionering

|                                                                                     |                    |                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | H-60341930         | Sidostödspolstring iChair mcS hö/vä 2cm komplett med tygöverdrag                                                                                            |  |
|                                                                                     | H-60341935         | Sidostödsdyna, endast polstring hö/vä 2cm                                                                                                                   |  |
|    | H-6040148          | Lårstöd höger/vänster med tygklädsel 100x240 mm                                                                                                             |  |
|    | H-6040157          | Lårstöd höger/vänster med tygklädsel 100x320 mm                                                                                                             |  |
|                                                                                     | H-1079616          | Lårstöd höger/vänster, smal storlek                                                                                                                         |  |
|    | H-1069802          | Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12         |  |
|                                                                                     | H-1069802          | Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12       |  |
|    | H-1074414          | Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11   |  |
|                                                                                     | H-1074414          | Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste<br>• Endast i kombination med ställbar kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11 |  |
|   | H-1069804          | Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat                                           |  |
|                                                                                     | H-1069805          | Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat                                          |  |
|                                                                                     | H-1069806          | Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm<br>• Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat                                             |  |
|   | H-1075428          | Bålstöd höger undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart                                                                                               |  |
|                                                                                     | H-1075427          | Bålstöd vänster undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart                                                                                             |  |
|  | 86096<br>H-6081339 | Grenkil / Abduktionsblock Small. Hö 80 mm, br 80 mm, längd 140 mm                                                                                           |  |

### Bälten

|  |           |                                                                                                           |  |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | H-6085352 | Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge                                          |  |
|  | H-6085350 | Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på huvudstöd<br>• Endast i kombination med huvudstöd |  |

### Vårdarstyrning

|                                                                                   |           |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | H-1072650 | Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen                       |  |
|                                                                                   | H-6010408 | Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen<br>Inkl. handlovsstöd |  |
|  | H-1070796 | Dubbelkommandobox i enkel hållare på ryggbågen<br>Inkl. handlovsstöd                  |  |
|   | H-6050490 | Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning                                       |  |
|                                                                                   | H-6050494 | Dubbelkommandobox i Z-styrning                                                        |  |

### Mittstyrning

|                                                                                    |           |                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | H-1074434 | Mittstyrningsbåge justerbar för sittbredd 30cm - 38cm                                            |  |
|   | H-1077130 | Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet<br>undanfällbar åt höger   |  |
|                                                                                    | H-1077131 | Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet<br>undanfällbar åt vänster |  |
|  | H-1072633 | Bordsstyrning med vändbar manöverbox<br>sittbredd 38 undanfällbar åt höger                       |  |
|                                                                                    | H-1072918 | Bordsstyrning med vändbar manöverbox<br>sittbredd 38 undanfällbar åt vänster                     |  |

### Manöverbox och Elektronik

|                                                                                     |               |                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | H-1052831     | Skyddsbåge för manöverbox                                                                                                                   |  |
|                                                                                     | H-6050340     | Sidojusteringsbar manöverbox                                                                                                                |  |
|  | H-6089845     | Manöverbox R-net LCD stor skärm och inbyggd IR samt Blåttand CJS2-BT                                                                        |  |
|  | H-6091420     | Knappbox för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag                                                                                  |  |
|  | H-6091425     | Knappbox med gummivippor för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag                                                                  |  |
|  | H-5006666     | Gyro för extra kursstabilitet vid körning, kompenserar snett och ojämt underlag                                                             |  |
|  | H-6010350     | Uppgradering till starkare motorer samt elektronik<br>• Från tvåpoliga 300W till fyrapoliga 350W motorer samt från 90A till 120A elektronik |  |
|  | H-110511-0003 | Fjärrstopp trådbunden                                                                                                                       |  |
|                                                                                     | H-110511-0109 | Fjärrstopp trådbunden med vipa för tre hastighetslägen                                                                                      |  |
|  | H-060829-0001 | Fjärrstopp trådlös, upp till 15meter                                                                                                        |  |
|  | H-6040275     | Drifttidsmätare                                                                                                                             |  |
|  | H-1076835     | USB-uttag, två usb-utgångar för laddning av tex mobiltelefon                                                                                |  |



### Specialstyrningar


|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | H-1071612   | Omni med display och IR-sändare<br>Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar                                                                                                         |  |
|    |             | Input-output, Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar                                                                                                                              |  |
|    | H-206927500 | MicroGuide minijoystick<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                                                 |  |
|    | H-206924400 | MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken.<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul     |  |
|    | H-206927700 | MicroGuide minijoystick med handlovsstöd<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                                |  |
|                                                                                     | H-206927600 | MicroPilot minijoystick med handlovsstöd, Minijoystick helt utan utslag. Inställbar från 10gram till ca 50grams kraft för fullt utslag.<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul |  |
|     | H-1072890   | Hakstyrning med manuellt undansvängbar arm<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                              |  |
|                                                                                     | H-1074111   | Hakstyrning med elektronikst undansvängbar arm<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                          |  |
|   | H-1077311   | Fäste för microguide/micropilot som sätts runt brukarens nacke<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                          |  |
|  | H-6091357   | Extra robust joystick<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                                                   |  |
|  | H-6091352   | Styrplatta "TouchDrive"<br>• Endast i kombination med Omni eller input/output-modul                                                                                                                 |  |
|  | H-1072899   | Blåtandsmodul modell A för android och PC                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                     | H-6091220   | Blåtandsmodul modell B för android och PC (samma funktion som modell A men används om fler än en anlutning önskas)                                                                                  |  |
|                                                                                     | H-6091230   | Blåtandsmodul modell iOS för iPhone, ipad och mac                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                     | H-6091485   | Adapter för att montera extern knapp i blåtandsmodul (för av/på, mode eller musknapp)                                                                                                               |  |
|   |             | Det finns även armstyrning, fotstyrning, styrning med spelkontroll samt sug & blås vid förfrågan                                                                                                    |  |
|  | H-206904500 | Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.                                                                          |  |
|  | H-206904400 | Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.                                                                           |  |
|  | H-206904600 | Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.                                                                   |  |
|  | H-1072886   | Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.                                                                           |  |
|  | H-1072885   | Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.                                                                    |  |



### Joystickgrepp

|                                                                                   |               |                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  | H-487002-0305 | Joystickknopp, rund kula Ø38mm                                            |  |
|  | H-6091388     | Joystickknopp, kork Ø35mm                                                 |  |
|  | H-6091380     | Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm                                       |  |
|  | H-487002-0307 | Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm                        |  |
|  | H-487002-0306 | Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm                             |  |
|  | H-487002-0303 | Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp                           |  |
|  | H-487002-0301 | Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm                               |  |
|  | H-1062395     | Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm |  |
|  | H-1054119     | Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm  |  |
|  | H-1072896     | Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd                                 |  |

### Övriga tillval

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | H-1082220           | Kryckkäpphållare för två liggande kryckkäppar                                                                                                      |  |
|                                                                                     | H-6085425           | Kryckkäpphållare för två stående kryckkäppar                                                                                                       |  |
|  | standard H-6081252  | Väskkrokar på rygg (st)                                                                                                                            |  |
|  | H-1072625           | Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm                                                                                       |  |
|                                                                                     | H-1072626           | Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm                                                                                       |  |
|  | H-1068409           | Backspegel på motsatt sida från manöverbox                                                                                                         |  |
|  | H-8108595           | Backspegel på samma sida som manöverbox                                                                                                            |  |
|  | H-200560            | Syrgasflaskhållare Stroller<br>• Kräver fäste, se nedan                                                                                            |  |
|  | H-200520            | Syrgasflaskhållare för 2liters-flaska<br>• Kräver fäste, se nedan                                                                                  |  |
|                                                                                     | H-200222            | Fäste för syrgasflaskhållare                                                                                                                       |  |
|  | H-6080436           | Hållare för mobiltelefon på motsatt sida från manöverbox *                                                                                         |  |
|  | H-6080432           | Hållare för mobiltelefon eller surfplatta, på motsatt sida från manöverbox<br>En vinklinsbar led *                                                 |  |
|  | H-6080447           | Hållare för mobiltelefon eller surfplatta, på samma sida som manöverbox<br>Fyra vinklinsbara leder (fästet för surfplatta på bilden ingår ej) *    |  |
|  | H-6080451           | Hållare för mobiltelefon eller surfplatta, på motsatt sida från manöverbox<br>Fyra vinklinsbara leder (fästet för surfplatta på bilden ingår ej) * |  |
|                                                                                     | standard H-24064035 | Laddare 24V 8A EC-Buddy XLR-kontakt                                                                                                                |  |

\* modellenpassat fäste för telefon/surfplatta köpes separat från t ex Brodit.