



iChair mcS

Vårdarstyrd med elektrisk sitslyft & eltilt

Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1616-VNB22831	Elrullstol iChair mcS med Z-styrning dubbelkommando, knappbox, kardborrerygg, elektrisk sitslyft, eltilt, inkl laddare (LCD)	

Standard:

- * Sitsvinkel, tilt elektriskt reglerbar (0° till 22°)
- * Sitshöjd elektriskt reglerbar (45 cm till 65 cm)
- * Ryggstödshöjd 44 cm
- * Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- * Rygg enkelt fällbar för transport
- * Ryggbåge, breddjusterbar 38-53 cm för vårdarstyrning, sk *Tjurhorn*
- * Z-styrning
- * Kardborrerygg ställbar med ryggmatta
- * Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
- * Huvudstöd
- * Väskkrokar
- * Pakethållare
- * Armstöd avtagbara och steglöst höjjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor
- * Benstödsöverdelar vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara
- * Fotplatto delade, uppfällbara
- * Hälband
- * Länkhjul 9" punkteringsfria
- * Drivhjul 12" luftpumpade
- * Stänkskärmar
- * Fjädring justerbar
- * Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- * Dubbelkommando
- * Manöverboxfäste för vårdarstyrning
- * Knapplåda för eltilt och sitslyft
- * Belysning
- * Toppskydd med fjädrande avvisarhjul
- * Transportfästen
- * Batterier GEL 2 x 54Ah
- * Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- * Laddare
- * Chassifärg Svart

Max brukarvikt: 75 kg

Totallängd med Z-styrning nedfäld: 99cm


Totallängd med Z-styrning uppfäld: 129cm

Transportlängd: 79cm

Totalbredd: 58cm

Backtagning: 16% (9°)

**Noteringar:**

Artikel		Sesam nr
Sitsbredd 	30 cm	☐
	34 cm	☒
	38 cm	☐
Sitsdjup 	30 cm	☐
	33,5 cm	☐
	37 cm	☒
	40,5 cm	☐
Körsida	Höger	☒
	Vänster	☐
Knapplådans position	Vid manöverbox för brukare	☒
	På ryggen för vårdare	☐
Styrsätt	Vårdarstyrd med dubbelkommando i Z-styrning komfort	☒
	Vårdarstyrd med manöverbox i Z-styrning komfort	☐
	Brukarstyrd	☐

Tillbehör iChair mcS

Artikel		Sesam nr	
Ryggstöd			
H-1076726	Ryggstödsinkel elektriskt reglerbar (-10° till 30°)	37754	
Inkontinensöverdrag till sittdyna			
H-90323030		Sitsbredd x Sitsdjup	
H-90323033		30 cm x 30 cm	37744
H-90323037		30 cm x 33 cm	37745
H-90323430		30 cm x 37 cm	37746
H-90323433		34 cm x 30 cm	37747
H-90323437		34 cm x 33 cm	37748
H-90323440		34 cm x 37 cm	37749
H-90323833		34 cm x 40 cm	37750
H-90323837		38 cm x 33 cm	37751
H-90323840		38 cm x 37 cm	37752
	38 cm x 40 cm	37753	
Armstödsstillbehör			
H-122127-1765		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm Höger	37759
H-122127-1765		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm Vänster	37759
		Armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt	
Benstödsöverdel			
H-1077095		Manuellt vinkelreglerbart Höger	37756
H-1077094		Manuellt vinkelreglerbart Vänster	37755

Övriga benstödstillbehör

H-1076791	Vadband		42336	
H-1076760	Hel fotbräda sb30cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar		42335	
H-1076761	Hel fotbräda sb34cm & sb38cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar		41269	
H-1054378	Fotremmar	Par	33105	

Tillbehör iChair mcS

Artikel					Sesam nr
Bålstöd					
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Höger	33024
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Vänster	33024
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Höger	37762
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Vänster	37762
H-1075428		Undansvängbart	Skålad dyna, Höjd 13cm, Djup 13cm	Höger	37775
H-1075427		Undansvängbart	Skålad dyna, Höjd 13cm, Djup 13cm	Vänster	37774
H-1075430		Avtagbart	Dynhöjd 13cm, Djup 15cm	Höger	37491
H-1075430		Avtagbart	Dynhöjd 13cm, Djup 15cm	Vänster	37490

Sittkomfort

H-1070814		Bälte	Med snäpplås, 130 cm långt		33119
H-6085372		Rullbälte inkl fäste	Med snäpplås, 115 cm långt		33107
H-6085352		Fäste för bodypoint bröstsele på ryggbåge			37781
H-6085350		Fäste för bodypoint bröstsele på huvudstöd (ej Netti huvudstöd)			37780
H-1074416		Lårstöd i konstläder	Höger, längd 25cm, höjd 11cm		37771
H-1074416		Lårstöd i konstläder	Vänster, längd 25cm, höjd 11cm		37770
H-6010522		Huvudstöd	Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm		37763

Tillbehör manöverbox

H-487002-0305		Joystickknopp	Rund kula, komposit Ø38mm		25138
H-487002-0307		Joystickknopp	Rund "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm		19301
H-487002-0306		Joystickknopp	Spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm		30416
H-487002-0303		Joystickknopp	Svampformad 48mm hög, Ø45mm topp		37778
H-487002-0301		Joystickknopp	T-grepp 44mm hög, bredd 80mm		37779

Bord

H-1072625		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108
-----------	---	------	---------------------------	----------------------	-------

Övriga tillbehör

H-6070843		Adapter för 5cm smalare rygg än sits, set om två st			37757
H-6070843		Adapter för 5cm bredare rygg än sits, set om två st			37757
H-1068409		Backspegel		Ej manöverboxsida	32904
H-8108595		Backspegel		Manöverboxsida	24604
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter			25212