



202602-cat2

Utprovat av:

Användare:

Datum:

Referensnummer:

Konfiguration, grundstol

H-2322-JHB41123 Optimus 2 R-net LED 10km/h, inkl sittdyna samt ryggdyna

Sesam:

- Sittbredd 43 cm
- Sitthöjd 50 cm (utan sittdyna)
- Sitsvinkel manuellt justerbar (0° till 90°)
- Sittdjup 48 cm
- Ryggstödshöjd 58 cm
- Ryggstödsvinkel (reglerbar -4 till +44°)
- Rygg enkelt fällbar för transport
- Rygg ErgoSeat med svart konstläder
- Sittdyna ErgoSeat svart konstläder
- Ryggbåge
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjdjusterbara
- Höftbälte

- Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undan-svängbara med vadbånd
- Fotplattor delade, vinkelfasta, uppfällbara
- Framhjul(drivhjul) 14" luftpumpade
- Bakhjul (styrhjul) 13" luftpumpade
- Stängskydd på drivhjul samt styrhjul
- Fjädring justerbar fram
- Fjädring bak
- Elektronik R-net
- Manöverbox LED längd och höjdglerbar, med parallellbeslag
- Högerstyrd

- Transportfästen
- Batterier, GEL 2 x 97Ah (körsträcka ca 4 mil)
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Belysning
- Väskkrokar
- Färg kåpor Svart

Stolens mått i standardkonfiguration

Totallängd	116cm	Vikt	135kg
Transportlängd	103cm		
Totalbredd	68cm		
Max brukarvikt	150kg		
Hindertagning	11cm		

Inställningar

Sittbredd:

Möjligt intervall 43-55*cm, fasta steg är:

standard 43cm
48cm

*Sittdynan är understödd upp till 48cm



Sittdjup, med ErgoSeat

41cm standard 48cm
44,5cm 51,5cm



Körsida:

standard Högerstyrd
Vänsterstyrd

Elfunktioner

	H-1072411	Sitsvinkel elektriskt reglerbar (5° till 20°)	
	H-1072414	Ryggstöd elektriskt reglerbart ryggbredd 43cm (-10° till 50°)	
	H-1072484	Ryggstöd elektriskt reglerbart ryggbredd 48cm (-10° till 50°)	
	H-1089501	Benstödsöverdel kraftig elreglerad höger	
	H-1089500	Benstödsöverdel kraftig elreglerad vänster	

Armstöd

	standard	H-8460324	Armstödsdyna standard höger längd 410mm, bredd fram 90mm, bredd bak 60mm	
	standard	H-8460323	Armstödsdyna standard vänster längd 410mm, bredd fram 90mm, bredd bak 60mm	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1070912	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1070913	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1070451P	Armstödspolstring löstagbart i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1069946	
		H-1070451P	Armstödspolstring löstagbart i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1069946	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	

Benstöd

	standard	H-1085824	Benstödsöverdel kraftig vinkelfast höger	
	standard	H-1084505	Benstödsöverdel kraftig vinkelfast vänster	
		H-1085733	Benstödsöverdel kraftig manuellt vinkelställbart höger	
		H-1085732	Benstödsöverdel kraftig manuellt vinkelställbart vänster	
	standard	H-1086017	Fotplatta kraftig höger med vinkeljusterbar fotplatta	
	standard	H-1086001	Fotplatta kraftig vänster med vinkeljusterbar fotplatta	
		H-1073066	Hälband för höger fotplatta	
		H-1073066	Hälband för vänster fotplatta	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1085746	Hel fotbräda kraftig för sittbredd 43cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	
		H-1085760	Hel fotbräda kraftig för sittbredd 48cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	
		H-1045562	Amputationsbenstöd Höger	
		H-205214306	Låsning benstödshållare	
		H-1045561	Amputationsbenstöd Vänster	
		H-205214306	Låsning benstödshållare	

Ryggstöd


		H-1077825	Ryggstöd ErgoSeat komplett skal och textildyna, sittbredd 43cm	
		H-1077826	Ryggstöd ErgoSeat komplett skal och textildyna, sittbredd 48cm	
	standard	H-1071645	Ryggstöd ErgoSeat komplett skal och konstläderdyna, sittbredd 43cm	
		H-1071646	Ryggstöd ErgoSeat komplett skal och konstläderdyna, sittbredd 48cm	
		H-6072822	Ryggstöd mySeat komplett med skal och kardborre-tygdyna, sb 43cm • Thoraxstöd beställs separat, se "Tillbehör rygg"	
		H-6072824	Ryggstöd mySeat komplett med skal och kardborre-tygdyna, sb 48cm • Thoraxstöd beställs separat, se "Tillbehör rygg"	

Tillbehör rygg

		H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Höjd 37cm, bredd 15cm, djup 17,5cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Höjd 37cm, bredd 15cm, djup 17,5cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" litet höger med kardborrefäste • Höjd 25cm, bredd 10cm, djup 12cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" litet vänster med kardborrefäste • Höjd 25cm, bredd 10cm, djup 12cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1069804	Svankstöd litet • Höjd 21cm, bredd 25cm, djup 2,5cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1069805	Svankstöd mellan • Höjd 26cm, bredd 25cm, djup 3,75cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1069806	Svankstöd litet • Höjd 31cm, bredd 25cm, djup 5cm, Endast i kombination med MySeat	
		H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart på ryggbåge	
		H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart på ryggbåge	
		H-030123-0001	Hylsa för minnesfunktion för höjdställning av huvudstöd	

		40880 23005	Huvudstöd A Böjd, Netti Fäste	
		40881 23005	Huvudstöd B, Netti Fäste	
		40882 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
		81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	

Sittdyna

			Sittbredd (cm)	Sittdjup (cm)	
	H-90304340	Bima bas, tygklädsel • höjd ca 5cm	43	40	
	H-90304343		43	43	
	H-90304350		43	50	
	H-90304353		43	53	
	H-90304356		43	56	
	H-90304843		48	43	
	H-90304850		48	50	
	H-90304853		48	53	
	H-90304856		48	56	
	H-1077817	ErgoSeat, tygklädsel • höjd ca 5cm	43	40-56	
	H-1077818		48	40-56	
	standard H-1071527	ErgoSeat, konstläderklädsel med inkontinensskydd • höjd ca 5cm	43	40-56	
	H-1071528		48	40-56	


Inkontinensöverdrag

			Sittbredd (cm)	Sittdjup (cm)	
	H-90324340	Inkontinensöverdrag universal	43	40	
	H-90324343		43	43	
	H-90324350		43	50	
	H-90324353		43	53	
	H-90324843		48	43	
	H-90324850		48	50	
	H-90324853		48	53	
	H-90324856		48	56	

Tillbehör sits

	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
	standard H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
	H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
	H-1070815	Bälte med kardborrelås	
	H-907380	Bälte rullbälte med snäpplås, längd 90cm	
	H-907380-1	Bälte rullbälte med snäpplås, längd 115cm	
	H-6085352	Fäste för bodypoint bröstsele på ryggbåge	

Vårdarstyrning

	H-1072650	Vårdarstyrning, flytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-1070796	Vårdarstyrning enkel modell med dubbelkommando med handlovsstöd	

Joystickgrepp

	H-487002-0305	Joysticksgrepp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joysticksgrepp, rund i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joysticksgrepp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joysticksgrepp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joysticksgrepp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joysticksgrepp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joysticksgrepp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joysticksgrepp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joysticksgrepp, helhandsgrepp med sidostöd	

Bord

	H-1072625	Bord i plexiglas sittbredd 43cm	
	H-1072626	Bord i plexiglas sittbredd 48cm	

Övriga tillval

		H-1072483	Bagagehylla	
		H-1072612	Bagagebox, utsvängbar och låsbar	
		H-1070835	Kryckkäpphållare för liggande kryckkäppar, monterad på armstödet	
		H-6085425	Kryckkäpphållare för stående kryckkäppar, monterad bakom rygg	
		H-24104020	Laddare 24V 10A EC-Buddy XLR-kontakt	
	standard	H-6081252	Krokar på ryggbågen för att hänga tex ryggsäck på (st)	
		42269	Rullstolsväska Netti <i>Krokarna ovan rekommenderas för enkel montering</i>	
		H-1072417	Tuta med extra hög ljudnivå	
		H-110511-0003	Fjärravstängning kabelansluten, kan tex monteras på ryggen	
		H-060829-0001	Fjärravstängning trådlös, upp till 20meter	
		H-1068409	Bakspegel för motsatt sida från manöverbox	
		H-8108595	Bakspegel på samma sida som manöverbox	
		H-6050340	Adapter för sidojusteringsbar manöverbox	
		H-200560 H-200222	Syrgasflaskhållare Stroller med hållare	
		H-200520 H-200222	Syrgasflaskhållare för 2liters-flaska med hållare	
		H-200550 H-200222	Syrgasflaskhållare för 5liters-flaska med hållare	
		H-1076835	USB-uttag	

Noteringar