

iChair mc2

En flexibel, prisvärd och lättanvänd bakhjulsdriven elrullstol – idealisk för inomhusbruk och med möjlighet till användning utomhus. Från enkelt och bekvämt sittande med VR2 elektronik till mer anpassat sittande med elfunktioner och R-net. Med eller utan vårdarstyrning. Upp till 160 kg.

Ergonomiskt utformat sittsystem

- Ortoflex (kardborre)
- ErgoSeat
- Netti ryggsystem
- MySeat

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta, manuellt vinkelställbara, elbenstöd
- Delade fotplattor
- Hel fotbräda

Ergonomisk vårdarstyrning

- Z-styrning
- Vårdarstyrning med/utan handlovsstöd

Hjulstorlek, valbart

- 12" drivhjul & 9" länkhjul (inne)
- 14" drivhjul & 10" länkhjul (ute)



ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

Belysning

Enl tyska krav se och synas

Backtagning

8,5° (15%)

Elfunktioner

- Eltilt -2° till 26°
- Elreglerad rygg -10° till 50°
- Elbenstöd
- Sitslyft, saxlyft 300 mm

Dahl Docking Station

Beskrivning		
Sittbredd	300 ¹⁾ / 380 / 430 / 480 / 530 + 120 mm ²⁾	ställbar sitsplåt i fasta lägen ¹⁾ Med armstödsindragare 40 mm/sida ²⁾ Med armstödsjustering 60 mm/sida (breddning)
Sittdjup	355 – 560 mm ³⁾	steg om 35 mm ³⁾ med förlängningsadapter, 30 mm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	430 / 465 / 500 mm (12" hjul) 440 / 475 / 510 mm (14" hjul)	med ellyft 465 – 765 mm med ellyft 475 – 775 mm
Rygghöjd	450 / 500 / 600 mm ⁴⁾	standard 500 mm ⁴⁾ med ryggförhöjningskit
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 340 mm ⁵⁾	⁵⁾ från sitsplåt (utan sittdyna)
Användarvikt	160 kg 140 kg med ellyft	inkl last max 10 kg
Länkhjul / Drivhjul	9" / 12" alternativt 10" / 14"	
Motorer	2 st x 300 W	
Batterier	2 st 54Ah – 80Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	kan programmeras ner
Körsträcka mellan laddning	ca 25 km upp till 35 km ⁶⁾	⁶⁾ med 80Ah batterier
Hindertagning	60 mm	
Vändradie	840 mm	
Totallängd / Totalbredd	1130 / 580 mm	620 mm med 14" drivhjul
Transporthöjd	580 mm	varierar med olika sitthöjd