

iChair mc3

Flexibel, prisvärd, lättmanövrerad och smidig bakhjulsdriven elrullstol för utomhusbruk. Fungerar även bra inomhus. Från enkelt och bekvämt sittande till mer anpassat sittande med elfunktioner, R-net. Med eller utan vårdarstyrning. Upp till 160 kg, med sitslyft 150 kg.

Ergonomiskt utformat sittsystem

- Ortoflex (kardborre)
- ErgoSeat
- MySeat
- Netti ryggsystem

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta, manuellt vinkelställbara eller elbenstöd
- Delade fotplattor
- Hel fotbräda

Ergonomisk vårdarstyrning

- Z-styrning
- Vårdarstyrning med/utan handlovsstöd

Huvudstöd

Stort utbud av flexibla och starka huvudstöd



Dahl Docking Station



Elfunktioner

- Eltilt -2° till 33°
- Elreglerad rygg - 10° till 50°
- Elbenstöd
- Sitslyft, pearlyft 300 mm

Belysning

Enl tyska krav se och synas

Stötdämpning

På både driv- och länkhjul

Backtagning

8,5° (15%)

Beskrivning		
Sittbredd	300 ¹⁾ / 380 / 430 / 480 / 530 mm + 120 mm ²⁾	ställbar sitsplåt i fasta lägen ¹⁾ med armstödsindragare 40 mm/sida ²⁾ med armstödsjustering 60 mm/sida (breddning)
Sittdjup	355 – 560 mm ³⁾	i steg om 35 mm ³⁾ med förlängningsadapter, 3cm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	430 / 465 / 500 mm	standard 465 mm
Rygghöjd	450 / 500 / 600 mm ⁴⁾	standard 500 mm ⁴⁾ med ryggförhöjningskit
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 340 ⁵⁾	⁵⁾ från sitsplåt (utan sittdyna)
Användarvikt	160 kg 150 kg med ellyft	inkl last max 10 kg
Länkhjul / Drivhjul	10" / 14"	
Motorer	2 st x 300 W	
Batterier	2 st 54Ah – 80Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	kan programmeras ner
Körsträcka mellan laddning	ca 25 km upp till 35 km ⁶⁾	⁶⁾ med 80Ah batterier
Hindertagning	60 mm	
Vändradie	840 mm	
Totallängd / Totalbredd	1180 mm / 630 mm	620 mm med 14" drivhjul
Transporthöjd	600 mm	varierar med olika sitshöjd