

Safeguard® med skrivyta

Identitetsband för vuxna - okänd identitet
Tejplåsning, specialband

Användningsområde

Safeguard® 855-17 med yta för direkttryck är avsett att användas för identifiering av vuxna patienter med okänd identitet.

Bandet har en extra stor skrivyta och bandfärgen är orange.

Produkten är avsedd att användas i kontinuerlig verksamhet. Ej lämplig att förvara under lång tid i t.ex. katastrofväskor eller liknande eftersom tejp/klistermassa måste betraktas som "färsksvara".

Bandlåsning

Bandlåsning görs med hjälp av självhäftande tejp.

Överföring av patientdata

Överföringen av patientdata görs manuellt direkt på bandets skrivyta.

Material

Safeguard® är tillverkat av polyeten. Bandet har väl avrundade kanter och är bekvämt att bära.


Safeguard® är lätt och starkt med hög draghållfasthet.

Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
855-17-PDJ	Id-band Safeguard orange	Vuxen	89 x 28	250 st	25 x 250 st

Safeguard® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.