

Varningsband FALL RISK

Identitetsband för vuxna med riskinformation
Bandlåsning med tejp

Användningsområde

Short Stay® 3050-14 är avsett att användas för identifiering av vuxna patienter med ökad fallrisk.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av självhäftande tejp.

Förtryckt text

Short Stay® 3050-14 är försedd med särskild text: FALL RISK. Extra stor text för att kunna ses vid svaga ljusförhållanden. Detta ger en enkel och säker rutin vid omhändertagandet av patienter med ökad fallrisk.

Material och storlek

Short Stay® 3050-14 är tillverkat av Tyvek® material.

Bandets längd: 254 mm

Bandets höjd: 25 mm

Informationsytans längd: 135 mm

Informationsytans höjd: 19 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
3050-14-PDR	Id-band Varning "FALL RISK", Gul	Vuxna	135 x 19	1000 st	5 x 1000 st

Short Stay® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.