

CompuBand

Identitetsband för barn/vuxna
Utskrift med termoskrivare med låsknapp

Användningsområde

CompuBand identitetsband är avsett att användas i direkttermoskrivare där patientdata tas från journalsystemet för högsta patientsäkerhet. Patientuppgifterna hämtas från er databas och trycket på bandet anpassas efter användarens egen specifikation och programvara. CompuBand identitetsband har hål för avkänning.

Bandlåsning


Bandet kommer med en säkerhetslåsknapp i plast. Efter förslutningen går den inte att öppna. Knappen levereras löst i erforderligt antal per förpackning.

Material

CompuBand är tillverkat av polyeten och är lätt och starkt med hög draghållfasthet. Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid. Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-35°C



Banden i tabellen
passar till
skrivare
PDC2I-DT-PDA

Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Tryckyta patientinfo mm	Rullens inner/ ytterdiameter mm.	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
7023S-11-PDM	CompuBand, Vit	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st
7023S-16-PDM	CompuBand, Röd	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st
7023S-17-PDM	CompuBand, Orange	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st

CompuBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.