

CompuBand®



Identitetsband för barn/vuxna
Utskrift med termoskrivare med låsknapp

Användningsområde

CompuBand® identitetsband är avsett att användas i direkttermoskrivare där patientdata tas från journalsystemet för högsta patientsäkerhet. Patientuppgifterna hämtas från er databas och trycket på bandet anpassas efter användarens egen specifikation och programvara. CompuBand® identitetsband har hål för avkänning.

Bandlåsning


Bandet kommer med en säkerhetslåsknapp i plast. Efter förslutningen går den inte att öppna. Knappen levereras löst i erforderligt antal per förpackning.

Material

CompuBand® är tillverkat av polyeten och är lätt och starkt med hög draghållfasthet. Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid. Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-35°C
Luftfuktighet 40-50% RH



Banden i tabellen
passar till
skrivare
PDC2I-DT-PDA

Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Tryckyta patientinfo mm	Rullens inner/ ytterdiameter mm.	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
7023S-11-PDM	CompuBand, Vit	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st
7023S-16-PDM	CompuBand, Röd	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st
7023S-17-PDM	CompuBand, Orange	Barn/ vuxna	79 x 19	38/144	500 st	4 x 500 st

CompuBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.