

Neonatal

Identitetsband för prematurer och nyfödda i Velcro
Bandlåsning med kardborre

Användningsområde

Neonatalbanden är avsedda att användas för identifiering av nyfödda och för tidigt födda barn.

Bandlåsning

Bandet låses med hjälp av kardborre.

Överföring av patientdata

Neonatalbanden levereras i en kartong med 12 band. Personuppgifterna fästs med en etikett eller skrivs dit för hand.

Material

Neonatalbandet är tillverkat av Velcro, vilket gör det mycket mjukt och följsamt. Banden är latexfria, vatten- och alkoholresistenta samt allergivänliga.

Bandstorlek

Prematur:

FOAMPRE-xx-PDD

Bandstorlek: 65 mm x 31 mm

Informationsyta: 55 mm x 20 mm

Nyfödd:

FOAMNB-xx-PDD

Bandstorlek: 135 mm x 34 mm

Informationsyta: 55 mm x 20 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Prematur



Nyfödd



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Bandlängd-mm.	Avdelnings-förpackning
FOAMPRE-12-PDD	FOAMPRE-12 Rosa	Prematur	65	12 st
FOAMPRE-18-PDD	FOAMPRE-18 Blå	Prematur	65	12 st
FOAMNB-12-PDD	FOAMNB-12 Rosa	Nyfödd	135	12 st
FOAMNB-18-PDD	FOAMNB-18 Blå	Nyfödd	135	12 st