

Identitetsbandsskrivare

PDC-2I, Termoskrivare

Kostnadseffektiv och patientsäker

Termoanpassade identitetsband kan sänka kostnaderna med upp till 30 % jämfört med traditionella ID-band, samtidigt som läsbarhet och vattenresistens förbättras. Patientuppgifter hämtas direkt från journalsystemet, vilket minskar risken för felidentifiering.

Genom nära samarbete med användarna har vi, tillsammans med PDC-TSC, utvecklat en mycket driftsäker och lättanvänd skrivare. Till skillnad från kassettlösningar finns inget som kan fastna, och en rulle rymmer 250 ID-band – vilket sparar personalen tid och minskar behovet av byten.

Kompatibel och tidsbesparande

Den justerbara utskriftshastigheten är mycket uppskattad, särskilt på enheter där det kan bildas köer. En fördel är att de ID-band för termoskrivare som redan finns upphandlade och lagerförda i regionerna passar direkt utan anpassning.

Enkel rengöring

Rengöringen är mycket enkel och kräver inga långa manualer. Skrivarhuvudet är lättåtkomligt, utan att några extra delar behöver öppnas eller fällas undan.

Miljövänlig lösning

Vår lösning minimerar spill och restprodukterna består endast av en kärna som kan återvinnas eller brännas med vanlig sophantering. Till skillnad från kassetter krävs ingen särskild sortering av plast eller elektronik. Kärnan är gjord av återvunnet material och väger endast några gram.

Levereras med
Ethernetkort



Art.nr	Beskrivning	Mediatyp	Skrivartyp	Enhetsförp.
PDC2I-DT-PDA	Skrivare PDC-2I USB/Ethernet	ID-band och etiketter	Direkt termo	1 st

	Modell PDC-2I
Artikelnummer	PDC2I-DT-PDA
Skrivartyp	Termoskrivare
Skrivhastighet	Ställbart 4,9-12,3 cm/s (2-5ips)
Min-Max bredd på band/etikett	15 till 52 mm
Maximal utskrivbar längd per etikett eller band	2286 mm
Placeringsmöjligheter	Stående på bord alt. hängandes på vägg
Dimensioner (Längd x Bredd x Höjd)	260 x 109 x 210 mm
Maximal diameter på media (rulle med band eller etiketter)	160 mm
Processor	32-bitars RISC högprestandaprocessor
Minne	4 MB Flash 8 MB SDRAM Minneskortsplats för MicroSD-kort upp till 4 GB
Gränssnitt	USB 2,0 Ethernet (10/100Mbps)
Display	Belyst LCD-display (128x64 pixlar)
Strömförsörjning	Näradapter AC 100-240V till DC 24V 2A
Manövrering	En power-knapp, en matningsknapp, en lysiod för indikering, en display
Sensorer	Svart markeringslinje, markeringshål, öppning av huv
Interna teckensnitt	8 alfanumeriska bitmapsteckensnitt Ett "Monotype Image" (CG TriumVirate Bold Condensed)-teckensnitt
Strekkoder 1D	Code 39, Code, 93, Code 128UCC, Code 128 teckenuppsättning A, B, C, Codebar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN och UPC 2(5) siffertillägg, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
Strekkoder 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Rotering av tecken och streckkod	0, 90, 180, 270 grader
Skrivarspråk	TSPL-EZ (vilket innebär att man kan ersätta en Eltron eller Zebraskrivare med PDC-2I utan att byta skrivarspråk)
Mediatyp	Identitetsband och etiketter
Mediatjocklek	0,06mm-0,19mm. Max 150g/m ²
Mediacentrum diameter	25 och 38 mm
Driftsförhållanden	Omgivningstemperatur 5-40°C, 25-85% icke kondenserande relativ luftfuktighet
Standard	FCC klass B, CE klass B, C-Tick klass B, UL, CUL, Tûv/Safety, CCC
Garanti	Skrivare: 2år Skrivarhuvud: 25km eller 12månader, det som inträffar först. Vals: 50km
Inkluderat vid leverans	Skrivare PDC-2I, CD med drivrutiner och program, Manual, USB-Kabel, Nätagadapter AC 110-240V