

Mor- & barnband Veri-Color®

Identitetsband för mor och barn
Bandlåsning med knapp, specialband

Ftalatfri

Enligt EU-direktiv
2005/84/EC

Användningsområde

Mor- & barnband 220 är ett set med två band och är avsett att användas på förlossningsavdelning för identifiering av mor och barn.

Som alternativ finns ett set med tre band (320).
- Ett band för modern och två band för barnet.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med en säkerhetslåsknapp i plast.
När knappen har stängts går den inte att öppna.

Parvis ihopsatta, numrerade

Mor- & barnband är gjorda för förlossningsavdelningen.
Ett set Duo-Band® består av ett band för modern och ett för barnet (två i 320) och banden har samma förtryckta serienummer.


Tryckningen av serienumren görs med specialutrustning.

Förvaring

Temperatur 15-25°C
Luftfuktighet 40-50% RH

Miljöfakta

Mor- & barnband är tillverkat av polyvinylklorid och är ftalatfri. Banden är mycket mjuka och alla bandkanter är jämna och runda. Den sida som ligger mot huden är korrugerad vilket ger minimal hudkontakt och maximal ventilation under bandet.



320

OBS! Finns
endast i vitt

220

Artikelnummer	Beskrivning		Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
220-11-PDK-XXXX	Mor- & barnband, vitt	1 vuxen/1 barn	150 par	Behov
320-11-PDK-XXXX	Mor- & barnband, vitt	1 vuxen/2 barn	100 set	Behov

Duo-Band® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.