

ScanBand Satin

Identitetsband för barn och vuxna
Utskrift med direkttermoskrivare

Användningsområde

ScanBand Satin identitetsband är avsedda för direkttermoskrivare och hämtar patientdata direkt från journalsystemet, vilket säkerställer högsta patientsäkerhet. Texten trycks med värme direkt på bandet, utan behov av förbrukningsmaterial utöver själva rullen. Termotrycket är hållbart och suddas inte ut. Bandet är lätt, starkt, skrynkefritt och har hög draghållfasthet.

Band på rulle finns i olika spolning, spoldiameter och antal per rulle beroende på skrivarmodell.

Bandlåsning

Bandet låses med en starkt häftande klisteryta. Efter förslutning kan det inte öppnas utan att det tydligt märks. Klistret är resistent mot vanliga vätskor som förekommer i sjukhusmiljöer, och en slitsning över förslutningen försvårar manipulation.

Förvaring

Temperatur 15-25°C
Luftfuktighet 40-50% RH

Material- och Miljöfakta

ScanBand Satin är tillverkat av ett tunt och mjukt, satinliknande material. Banden är fria från PVC, ftalater och latex.



Art.nr	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Mått etikett mm	Avd.förp.	Transp. förp.
7700ST-49-PDL	ScanBand Satin, Enhörning/Raket	Barn	73 x 19	400 st (2 rullar x 200 band)	4 x 400 st
7026ST-11-PDM	ScanBand Satin, vit	Större barn/ vuxna	114 x 19	500 st (2 rullar x 250 band)	4 x 500 st
7026ST-13-PDM	ScanBand Satin, blå	Större barn/ vuxna	114 x 19	500 st (2 rullar x 250 band)	4 x 500 st
7026ST-16-PDM	ScanBand Satin, röd	Större barn/ vuxna	114 x 19	500 st (2 rullar x 250 band)	4 x 500 st

ScanBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.