

ScanBand®Satin

Identitetsband för barn/vuxna
Utskrift med direkttermoskrivare



Banden i tabellen
passar till
skrivare
PDC2I-DT-PDA

Användningsområde

ScanBand® Satin identitetsband är avsedda att användas i direkttermoskrivare där patientdata tas direkt från journalsystemet för absolut högsta patientsäkerhet. Patientuppgifterna hämtas från en databas och trycket på bandet kan anpassas till användarens egen specifikation och tillgänglig programvara. Banden passar för skrivare som använder direkttermoteknik och avkänning med "Black bar" vilket gör den mycket driftsäker utan trassel och helt utan annan förbrukning än ID-banden.

Bandlåsning

Bandet låses med en starkt häftande klistermassa/tejp. Efter förslutning går det inte att öppna utan att det tydligt märks på bandet. Klistret är resistent mot alla de mest vanliga vätskorna som förekommer i sjukhusmiljöer. Över förslutningen finns en slitsning som försvårar avsiktlig manipulation av bandlåsningen.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Material- och Miljöfakta

ScanBand® Satin är tillverkat av ett extra tunt och mjukt, satinliknande material. Bandet är lätt, starkt, skrynkelfritt och med hög draghållfasthet. Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid.

Banden är PVC-, ftalat- samt latexfria.

ID-band på rulle för direkttermoskrivare är ett miljövänligt val.

Texten skrivs med värme och kräver inget förbrukningsmaterial förutom själva rullen. Det blir minimalt med spill då restprodukten endast är en återvinningsbar kärna.



Beroende på vilket skrivarfabrikat och modell som används finns ScanBand® Satin med olika spolning, spoldiameter och antal band per rulle.

ScanBand® Satin kan användas som Mor- & Barband. För en smidig och effektiv process rekommenderas att använda två skrivare i drift: en för utskrift av band till modern och en för band till barnet.

Art.nr	Beskrivning		Tryckyta för pat.info mm	Rullens inner-/ytter-diameter mm	Band-storlek mm	Avd.förp.	Transp.förp.
7700ST-49-PDL	ScanBand® Satin, Enhörning/Raket	Barn	73 x 19	25/132	L 178 B 19	400 st 2 rullar x 200 band	4 x 400 st
7026ST-11-PDM	ScanBand® Satin, vit	Större barn/vuxna	114 x 19	25/144	L 292 B 19	500 st 2 rullar x 250 band	4 x 500 st
7026ST-13-PDM	ScanBand® Satin, blå	Större barn/vuxna	114 x 19	25/144	L 292 B 19	500 st 2 rullar x 250 band	4 x 500 st
7026ST-16-PDM	ScanBand® Satin, röd	Större barn/vuxna	114 x 19	25/144	L 292 B 19	500 st 2 rullar x 250 band	4 x 500 st

ScanBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.