

Sentry SuperBand

POLISEN

Identitetsband för vuxna med knapplåsning
Med skrivyta, Specialband - text POLISEN

Användningsområde

Sentry SuperBand "POLISEN" är avsett för
Polismyndigheten och för identifiering av vuxna patienter.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp i plast. När knappen
har stängts kan den inte öppnas igen.

Förtryckt text

Sentry SuperBand är försett med trycket
"POLISEN", vilket möjliggör en enkel och säker rutin vid
omhändertagande av patienter.

Texten skrivs direkt på bandets informationsyta.
Informationsytan skyddas av en speciell
Cleralmage®-film som är vattenresistent.

Material och storlek

Sentry SuperBand är tillverkat av polyester och klarar
långvarig lagring. Banden är fria från PVC, ftalater och
latex.

Bandlängd: 290 mm


Informationsytans längd: 90 mm

Informationsytans höjd: 25,4 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Mått eti- kett mm.	Avdelnings- förpackning	Transport- förpack- ning
5040-13-PDM-I	Id-band Sentry Superband, blå, Polismodell	Vuxen	90 x 25,4	500 st	6 x 500 st

Sentry® SuperBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.