

Sentry® SuperBand® POLISEN

Identitetsband för vuxna med knapplåsning.
Specialband - text POLISEN

Användningsområde

Sentry® SuperBand® "POLISEN" är avsett för
Polismyndigheten och för identifiering av vuxna patienter.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp i plast. När knappen
har stängts kan den inte öppnas igen.

Förtryckt text

Sentry® SuperBand® är försett med trycket
"POLISEN", vilket möjliggör en enkel och säker rutin vid
omhändertagande av patienter.

Texten skrivs direkt på bandets informationsyta.
Informationsytan skyddas av en speciell
Cleralmage®-film som är vattenresistent.

Material och storlek

Sentry® SuperBand® är tillverkat av polyester och klarar
långvarig lagring. Banden är fria från PVC, ftalater och
latex.

Bandlängd: 290 mm


Informationsytans längd: 90 mm

Informationsytans höjd: 25,4 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Mått eti- kett mm.	Avdelnings- förpackning	Transport- förpack- ning
5040-13-PDM-I	Id-band Sentry Superband, blå, Polismodell	Vuxen	90 x 25,4	500 st	6 x 500 st

Sentry® SuperBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.