

Speedi-Band

Identitetsband för vuxna - okänd identitet
Bandlåsning med knapp, Specialband

Användningsområde

Speedi-Band 440-17 är avsett för identifiering av vuxna patienter med okänd identitet.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp i plast. När knappen har stängts kan den inte öppnas igen.

Identifiering med flexibilitet och säkerhet

Speedi-Band 440-17 kan förses med särskild text, till exempel "KATASTROF" och/eller med serienummer. Vilket underlättar en enkel och säker rutin vid omhändertagande av patienter med okänd identitet. Det går även att skriva direkt på bandet.

Bandet är orange och finns att få i fler färger och med önskad förtryckt text.


Material och lagring

Speedi-Band 440-17 är tillverkade av vinyl och klarar långvarig lagring. Banden är fria från ftalater och latex.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
440-17-PDM	Speedi-Band, orange	Vuxen	500 st	6 x 500 st
440-17-PDM-S	Speedi-Band, orange med förtryckt serienummer	Vuxen	500 st	6 x 500 st

Speedi-Band® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.