

iChair mcFront

Prisvärd framhjulsdriven elrullstol för bekvämt sittande med möjlighet till stor anpassning. Tillbehör och reservdelar är i stor utsträckning kompatibla mellan stolsmodellerna i iChair-familjen. Som tillval kan stolen självklart förses med sitslyft, eltilt, elrygg och elben. En uppskattad och hållbar framhjulsdriven elrullstol.

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

Ergonomiskt utformat sittsystem

- Ortoflex (kardborre)
- ErgoSeat
- MySeat
- Netti ryggsystem
- Ride Java skalrygg

Benstöd, valbart

- Centrummonterat
- Delade benstöd
- El, vinkelfasta el manuellt vsl

Ergonomisk vårdarstyrning

- Z-styrning
- Vårdarstyrning med/utan handlovsstöd

Dahl Docking Station



Huvudstöd

Stort utbud av flexibla och starka huvudstöd

Elfunktioner

- Eltilt 4° till 26° med ellyft 0°-30°
- Elreglerad rygg - 10° till 50°
- Elbenstöd
- Sitslyft, pelarlyft 300 mm

Belysning

Enl tyska krav **se och synas**

Backtagning

6° (11%)

Beskrivning		
Sittbredd	300 ¹⁾ / 380 / 430 / 480 / 530 mm + 120 mm ²⁾	Ställbar sitsplåt i fasta lägen ¹⁾ Med armstödsindragare 40 mm/sida ²⁾ Med armstödsjustering 60 mm/sida (breddning)
Sittdjup	355 – 560 mm ³⁾	I steg om 35 mm ³⁾ Med förlängningsadapter, 3cm
Sitthöjd (från golv till plansits, 4° tilt)	450 / 485 / 520 mm 465-765 mm med ellyft	Standard 485 mm
Rygghöjd	450 / 500 / 600 mm ⁴⁾	Standard 500 mm ⁴⁾ Med ryggförhöjningskit
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 340 ⁵⁾	⁵⁾ Från sitsplåt (utan sittdyna)
Användarvikt	160 kg 140 kg med ellyft	inkl last max 10 kg
Länkhjul / Drivhjul	9" / 14"	
Motorer	2 st x 300 W	
Batterier	2 st 54Ah – 80Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	Kan programmeras ner
Körsträcka mellan laddning	ca 25 km upp till 35 km ³⁾	³⁾ Med 80Ah batterier
Hindertagning	60 mm	
Vändradie	650 mm	
Vändutrymme	1.150 mm	910 mm (utan benstöd)
Totallängd / Totalbredd	1130 mm / 620 mm	
Transporthöjd	650 mm	Varierar med olika sitshöjd