

En flexibel bakhjulsdriven elrullstol för barn och kortväxta vuxna, upp till 75 kg. Trots sitt lilla format har iChair mcS samma kraftfulla och driftsäkra motorer som övriga elrullstolar i iChair-familjen. För den äventyrslystna finns även extra starka motorer som tillval och självklart kan stolen förses med sitslyft, eltilt och elrygg.

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

Ergonomiskt utformat sittsystem

- Ortoflex (kardborre)
- Netti ryggsystem

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta, manuellt vinkelställbara eller elbenstöd
- Centrummonterat
- Delade fotplattor
- Hel fotbräda



Ergonomisk vårdarstyrning

- Z-styrning
- Vårdarstyrning med/utan handlovsstöd



Huvudstöd

Stort utbud av flexibla och starka huvudstöd

Elfunktioner

- Eltilt 0° till 22°
- Eltilt i kombination med sitslyft 0° till 30°
- Sitslyft, pelarlyft 200 mm
- Elreglerad rygg -5° till 30°

Belysning

Enl tyska krav **se och synas**

Backtagning

8,5° (15%)

Beskrivning		
Sittbredd	220 ¹⁾ / 300 / 340 / 380 mm	Ställbar sitsplåt i fasta lägen ¹⁾ Med armstödsindragare 40 mm/sida
Sittdjup	300 – 405 mm	I steg om 35 mm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	410 / 445 mm 450-650 mm med ellyft	Standard 410 mm
Rygghöjd	390 / 440 mm	Standard 440 mm
Armstöd steglöst höjdställbara	180 – 250 mm ²⁾	²⁾ Från sitsplåt (utan sittedyna)
Användarvikt	75 kg	inkl last max 10 kg
Länkhjul / Drivhjul	9" / 12"	
Motorer	2 st x 300 W	
Batterier	2 st 54Ah – 80Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	Kan programmeras ner
Körsträcka mellan laddning	ca 25 km upp till 35 km ³⁾	³⁾ Med 80Ah batterier
Hindertagning	60 mm	
Vändradie	840 mm	
Vändutrymme	1.300 mm	
Totallängd / Totalbredd	970 / 580 mm	Längd med Z-styrning uppfälld: 1290 mm Längd med Z-styrning nedfälld: 990 mm
Transporthöjd	660 mm	