

Sentry®

BarCode LabelBand™

Identitetsband för egentillverkad etikett på yta med skyddsfilm
Bandlåsning med knapp

Användningsområde

ID-banden är avsedda för identifiering av större barn/ungdomar och vuxna patienter. Bandet är lätt och bekvämt att bära.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp av plast.
När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

Patientdata på självhäftande etikett

Bandets konstruktion och design säkerställer optimal läsbarhet av patientuppgifter. Banden är särskilt utformat för användning med streckkoder som kräver hög precision och tydlighet vid avläsning.

Etiketten ska fästas på den avsedda ytan på bandet och får inte överstiga måtten 85 (B) x 25 (H) mm för serie LBA eller 60 (B) x 25 (H) mm för serie LBAP, för att helt täckas av den skyddande plastfilmen som placeras ovanpå. Centra etiketten på ytan, lägg därefter på skyddsfilmen och tryck fast den ordentligt. Etiketten är då skyddad mot vätskor och mekanisk påverkan.

Miljöfakta och material

Sentry® BarCode LabelBand™ är tillverkat av polyetenlaminat och tål lång tids lagring. Banden är fria från PVC, ftalater och latex.

Förvaring

Temperatur 15-25°C
Luftfuktighet 40-50% RH



Etiketter för laserprinter

Art.nr	Beskrivning	Mått etikett mm.	Förpackning
400584	Ark A4 med 4 x 8 etiketter i varje ark.	68 x 23	1000 ark
400585	Ark A5 med 2 x 8 etiketter i varje ark.	68 x 23	1000 ark
400684	Ark A4 med 5 x 8 etiketter i varje ark.	52 x 23	1000 ark

Art.nr	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Max mått etikett mm.	Avd. förp	Trpt. förp
LBA-13-PDJ	Sentry® BarCode LabelBand™ blå	Vuxna	85 x 25	250 st	10 x 250 st
LBA-16-PDJ	Sentry® BarCode LabelBand™ röd	Vuxna	85 x 25	250 st	10 x 250 st
LBAP-13-PDJ	Sentry® BarCode LabelBand™, blå	Större barn/ungdomar	60 x 25	250 st	10 x 250 st
LBAP-16-PDJ	Sentry® BarCode LabelBand™, röd	Större barn/ungdomar	60 x 25	250 st	10 x 250 st

Sentry® BarCode LabelBand™ - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke