

iChair ORBIT

Mitthjulsdriven elrullstol med möjlighet till urresningshjälp. Flexibel och trygg körning. Minimal tipprisk, stötdämpning både fram och bak. Från enkelt och bekvämt sittande till mer anpassat sittande med elfunktioner, R-net.

Ergonomiskt utformat sittersystem

- Ortoflex (kardborre)
- ErgoSeat
- MySeat
- Netti ryggsystem

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

Sitstilt, elektrisk

- 0° till 50°
- 0° till 30° med lyft
- -25° till 45° med urresningshjälp & lyft

Övriga elfunktioner

- Elreglerad rygg -10° till 50°
- Elbenstöd
- Sitslyft, saxlyft 30 cm
- Sitslyft, 20 cm med urresningshjälp



Benstöd elektriska, delade eller centrum-monterade

Ställbara elreglerade längd-kompenserande benstöd

Länkhjul, bakre

Fantastiskt svängradie. Möjligt med två länkhjul, separerade

Urresningshjälp

0° till -25°

Belysning

Enl tyska krav se och synas

Backtagning

8,5° (15%)

Dahl Docking Station

Beskrivning		
Sittbredd	380 / 430 / 480 / 530-650 ¹⁾	¹⁾ breddjustering med armstöd, ej understödd sittyta
Sittdjup	355 – 560 mm ²⁾	²⁾ med förlängningsadapter, 30 mm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	430 / 465 / 500 (12") 440 / 475 / 510 (14")	
Rygghöjd	450 / 500 + 600 mm ³⁾	³⁾ med adapter (100 mm)
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 350 ⁴⁾	⁴⁾ från sitsplåt (utan sittdyna)
Användarvikt	160 kg	med ellyft 140 kg
Länkhjul / Drivhjul	8" 12"/14"	
Motorer	2 st x 350 W	
Batterier	2 st 50Ah eller 2 st 73Ah	
Hastighet	Upp till 10 km/h	
Körsträcka mellan laddning	Upp till 40 km	
Hindertagning	60 mm	
Vändradie centrubenstöd/ delat benstöd	700 mm / 800 mm	
Totallängd	930 ⁵⁾ / 1180 ⁶⁾ / 1060 ⁷⁾ mm	⁵⁾ utan benstöd. ⁶⁾ delade benstöd. ⁷⁾ centrubenstöd
Totalbredd chassi	600 mm (12") 640 mm (14")	