

iChair SKY

Mitthjulsdriven elrullstol med ståfunktion som ger minimal tipprisk och flexibel, trygg körning. Stötdämpning både fram och bak. Från enkelt till avancerat sittande.

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

Stå-/Uppresningsfunktion

Upp till 90° (standard 75°)

Benstöd elektriska, centrum-monterade

Ställbara elreglerade längd-kompenserande benstöd

Svankstöd

Löstagbara, justerbara, kardborre strl S/M/L, foam eller upplåsbart

Avancerad liggfunktion

Med biomekanik för arm-, rygg- och huvudstöd



Ergonomiskt utformat sittsystem

Multifunktionsmodul, elektrisk, inklusive minnesfunktion

- Ryggvinkel 90° till 180°
- Sitstilt 0° till 40°
- Lyft 200 mm

Huvudstöd

Biodynamiskt, flexibelt och starkt huvudstöd

Belysning

Enl tyska krav se och synas

Backtagning

8,5° (15%)

Beskrivning		
Sittbredd	400-480 / 450-530, ställbart	Understödd sittsyta 430 / 480
Sittdjup	400-525 mm	
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	450 / 485 / 520 mm	
Rygghöjd	540 mm	
Armstöd steglöst höjdställbara	200 – 350 mm	Från sitsplåt (utan sittdyna)
Underbenslängd	250-390 mm	
Användarvikt	140 kg	
Länkhjul / Drivhjul	7" / 8" / 14"	
Motorer	2 st x 350 W	
Batterier	2 st 60Ah eller 2 st 80Ah	
Hastighet	Upp till 10 km/h	I stående 3 km/h
Körsträcka mellan laddning	Upp till 35 km	Med 80Ah batterier
Backtagning	15% (8°)	
Hindertagning	60 mm	
Vändradie centrumbenstöd	640 mm	
Totallängd	905 mm / 1095 mm	Utan benstöd / Med benstöd
Totalbredd chassi	640 mm	