

iChair XXL

Flexibel, prisvärd, lättmanövrerad och smidig bakhjulsdriven elrullstol för tyngre användare. Enkelt bekvämt sittande som kan kompletteras med elfunktioner, R-net. Med eller utan vårdarstyrning. Förstärkt version för användare upp till 250 kg.

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil
upp till 136 kg

Ergonomiskt utformat sittsystem

- ErgoSeat
- Ortoflex (kardborre) tillsammans med Netti ryggsystem

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta, manuellt vinkelställbara eller elbenstöd
- Hel fotplatta/-bräda
- Delade fotplattor



Ergonomisk vårdarstyrning

- Z-styrning
- Vårdarstyrning med/utan handlovsstöd

Huvudstöd

Stort utbud av flexibla och starka huvudstöd



Elfunktioner

- Eltilt -2° till 18°
- Elreglerad rygg -10° till 50°
- Elbenstöd
- Sitslyft 300 mm (max brukarvikt 180 kg)

Belysning

Enl tyska krav **se och synas**

Backtagning

6° (11%)

Beskrivning		
Sittbredd	530 / 580 mm upp till 700 mm ¹⁾	Ställbar sitsplåt i fasta lägen ¹⁾ Med armstödsjustering 60 mm/sida (breddning)
Sittdjup	430 – 600 mm ²⁾	I steg om 35 mm ²⁾ Med förlängningsadapter, 30 mm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	460 / 530 mm	Med sitslyft 540 – 840 mm
Rygghöjd	530 / 570 mm ErgoSeat 450 / 500 / 600 mm ³⁾ Kardborrerygg	Standard 570 mm ³⁾ Med ryggförhöjningskit
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 340 mm ⁴⁾	⁴⁾ Från sitsplåt (utan sittdyna)
Användarvikt	200 kg 180 kg med ellyft	Förstärkt version upp till 250 kg inkl last max 10 kg
Länkhjul / Drivhjul	10" / 14"	
Motorer	2 st x 300 W	
Batterier	2 st 80Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	Kan programmeras ner 250 kg max hastighet 6 km/h
Körsträcka mellan laddning	ca 30 km	Med 80Ah batterier
Hindertagning	60 mm	
Vändradie	950 mm	
Totallängd / Totalbredd	1150 / 670 mm	Totalbredd 250 kg: 720 mm
Transporthöjd	650 mm	Varierar med olika sitshöjd