

Precision® Infant

Identitetsband för prematurer, nyfödda och små barn.
Utskrift med termoskrivare.

Användningsområde

Precision® Infant-identitetsband är avsedda för användning i direkttermoskrivare där patientdata hämtas direkt från journalsystemet för att säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet. Uppgifterna hämtas från en databas och utskriften på banden kan anpassas efter användarens specifikationer och tillgänglig programvara. Termotrycket förblir skarpt och bleknar inte över tid.

Smalt band med maximal informationsyta

Med Precision® Infant har man skapat ett smalt 11 mm-band utan att minska tryckytan för patientinformation. Tack vare "vingen" ryms all nödvändig information, inklusive streckkod och datamatrix, utan att bandet behöver göras bredare.

Bandlåsning

Bandet försluts med en stark självhäftande tejp som inte kan öppnas utan att det syns tydligt på bandet. Klistret är dessutom resistent mot de vanligaste vätskorna i sjukhusmiljö.

Material

Precision® Infant är tillverkat av polyeten och är fritt från PVC, ftalater och latex.

Brett utbud av bandstorlekar och färger

Beroende på skrivarfabrikat och modell finns Precision® Infant med olika spolning, spoldiameter och antal band per rulle. Banden finns även i flera färger och är kompatibla med vår skrivare PDC-2I.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
7701-11-PDL	Precision®, Infant, vit	Nyfödda, prematurer	38 x 19	400 st (2 rullar x 200 st)	4 x 400 st
7701-16-PDL	Precision®, Infant, röd	Nyfödda, prematurer	38 x 19	400 st (2 rullar x 200 st)	4 x 400 st

Precision® Infant- av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke