

Safeguard® med skrivyta

Identitetsband med tejplåsning och skrivyta

Användningsområde

Safeguard® identitetsband med skrivyta är avsett att användas för identifiering av större barn, ungdomar och vuxna.

Bandlåsning

Bandlåsning görs med självhäftande tejp.

Överföring av patientdata

Överföring av patientdata görs manuellt direkt på bandets skrivyta.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH


Miljöfakta och material

Safeguard® är tillverkat av polyeten.

Bandet är lätt, starkt och har hög draghållfasthet.

Med avrundade kanter är de bekväma att bära.

Banden är PVC-, ftalat- samt latexfria.



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
825-11-PDJ	Safeguard®, vit	Större barn/ungdomar	60 x 22	250 st	25 x 250 st
825-13-PDJ	Safeguard®, blå	Större barn/ungdomar	60 x 22	250 st	25 x 250 st
845-11-PDJ	Safeguard®, vit	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st
845-13-PDJ	Safeguard®, blå	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st
845-16-PDJ	Safeguard®, röd	Vuxna	89 x 22	250 st	25 x 250 st

Safeguard® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke