

Safeguard® med isticksetikett

Identitetsband med tejplåsning och isticksetikett

Användningsområde

Safeguard® identitetsband med isticksetikett finns i flera olika storlekar och passar till små och tidigt födda barn (prematurer), spädbarn, större barn, ungdomar och vuxna. Etikettfickan försluts med tejp vilket skyddar etiketten för påverkan.

Bandlåsning

Bandlåsning görs med hjälp av självhäftande tejp.

Överföring av patientdata

Överföringen av patientdata till etiketten görs manuellt.

Etiketter

Etiketterna är lätt vattenavvisande.

Ett block etiketter medföljer i varje förpackning.

Förvaring

Temperatur 15-25°C


Luftfuktighet 40-50% RH

Miljöfakta och material

Safeguard® är tillverkat av polyeten.

Bandet är lätt, starkt, har hög draghållfasthet och de väl avrundade kanter gör det bekvämt att bära.

Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
811-11-PDJ	Safeguard®, vit	Nyfödda, prematurer	49 x 8	250 st	25 x 250 st
821-11-PDJ	Safeguard®, vit	Större barn/ungdomar	53 x 17	250 st	25 x 250 st
821-13-PDJ	Safeguard®, blå	Större barn/ungdomar	53 x 17	250 st	25 x 250 st
841-11-PDJ	Safeguard®, vit	Vuxna	79 x 17	250 st	25 x 250 st
841-13-PDJ	Safeguard®, blå	Vuxna	79 x 17	250 st	25 x 250 st
851-11-PDJ	Safeguard®, vit	Vuxna	90 x 23	250 st	25 x 250 st
851-13-PDJ	Safeguard®, blå	Vuxna	90 x 23	250 st	25 x 250 st

Safeguard® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke