

SuperBand®Wide

Identitetsband för vuxna - text EVAKUERING
Bandlåsning med knapp, specialband

Användningsområde

SuperBand® Wide 470P är avsett att användas vid triagering i nödlägen.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

Förtryckt text

SuperBand® Wide 470P är försedd med särskild text: EVAKUERING.

Material och storlek

bandet är tillverkat av polyester och tål lång tids lagring. Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Bandlängd: 295 mm


Informationsytans längd: 57 mm

Informationsytans höjd: 19 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning
470P-13-PDM-I	Id-band SuperBand Wide, blå med tryck	Vuxna	57 x 19	500 st
470P-14-PDM-I	Id-band SuperBand Wide, gul med tryck	Vuxna	57 x 19	500 st
470P-16-PDM-I	Id-band SuperBand Wide, röd med tryck	Vuxna	57 x 19	500 st
470P-20-PDM-I	Id-band SuperBand Wide, svart med tryck	Vuxna	57 x 19	500 st
470P-22-PDM-I	Id-band SuperBand Wide, grön med tryck	Vuxna	57 x 19	500 st

SuperBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.