

# Veri-Color®

Identitetsband med  
knapplåsning och isticksetikett

## Användningsområde

Veri-Color® identitetsband med isticksetikett finns i flera storlekar och passar till små barn (prematurer), större barn, ungdomar och vuxna.

## Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna.

## Överföring av patientdata

Överföring av patientdata till etikett görs manuellt.

## Etiketter

Etiketterna är lätt vattenavvisande.

Ett block etiketter medföljer i varje förpackning.

## Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

## Miljöfakta och material

Veri-Color® är tillverkat av polyvinylklorid och är ftalatfri. Bandet är mycket mjukt med väl avrundade kanter och har en ficka för isticksetikett. Den del av bandet som ligger mot huden är korrugerad, ger minsta möjliga kontakt med huden och sörjer för maximal ventilation. Detta gör bandet bekvämt att bära under en längre tid.

**Ftalatfri**

Enligt EU-direktiv  
2005/84/EC

140

110

| Artikelnummer | Beskrivning             | Patientgrupp/storlek | Mått etikett mm. | Avdelnings-förpackning | Transport-förpackning |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 110-10-PDJ    | Veri-Color, transparent | Nyfödda, prematurer  | 55 x 16          | 250 st                 | 20 x 250 st           |
| 110-11-PDJ    | Veri-Color, vit         | Nyfödda, prematurer  | 55 x 16          | 250 st                 | 20 x 250 st           |
| 120-10-PDJ    | Veri-Color, transparent | Större barn/ungdomar | 63 x 22          | 250 st                 | 4 x 250 st            |
| 120-11-PDJ    | Veri-Color, vit         | Större barn/ungdomar | 63 x 22          | 250 st                 | 4 x 250 st            |
| 140-11-PDJ    | Veri-Color, vit         | Vuxna                | 87 x 22          | 250 st                 | 8 x 250 st            |
| 140-16-PDJ    | Veri-Color, röd         | Vuxna                | 87 x 22          | 250 st                 | 8 x 250 st            |
| 142-10-PDM    | Veri-Color, transparent | Vuxna (extra bred)   | 90 x 28          | 500 st                 | 6 x 500 st            |

Veri-Color® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke