

Veri-Color

Identitetsband med
knapplåsning och isticksetikett

Användningsområde

Veri-Color identitetsband med isticksetikett finns i flera storlekar och passar till små barn (prematurer), större barn, ungdomar och vuxna.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna.

Överföring av patientdata

Överföring av patientdata till etikett görs manuellt.

Etiketter

Etiketterna är lätt vattenavvisande.

Ett block etiketter medföljer i varje förpackning.


Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Miljöfakta och material

Veri-Color är tillverkat av polyvinylklorid och är ftalatfri. Bandet är mycket mjukt med väl avrundade kanter och har en ficka för isticksetikett. Den del av bandet som ligger mot huden är korrugerad, ger minsta möjliga kontakt med huden och sörjer för maximal ventilation. Detta gör bandet bekvämt att bära under en längre tid.



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
110-10-PDJ	Veri-Color, transparent	Nyfödda, prematurer	55 x 16	250 st	20 x 250 st
110-11-PDJ	Veri-Color, vit	Nyfödda, prematurer	55 x 16	250 st	20 x 250 st
120-10-PDJ	Veri-Color, transparent	Större barn/ungdomar	63 x 22	250 st	4 x 250 st
120-11-PDJ	Veri-Color, vit	Större barn/ungdomar	63 x 22	250 st	4 x 250 st
140-11-PDJ	Veri-Color, vit	Vuxna	87 x 22	250 st	8 x 250 st
140-16-PDJ	Veri-Color, röd	Vuxna	87 x 22	250 st	8 x 250 st
142-10-PDM	Veri-Color, transparent	Vuxna (extra bred)	90 x 28	500 st	6 x 500 st

Veri-Color® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke