

Utprovningsprotokoll 16" Drivhjul



Kund:	Ref.:
Kundnr.: C-	Tel/Mail:
Beställare:	

CED(S) levereras med följande standardutrustning:

Rygg	Standard rygg med band. Ryggen kan fällas ned vid transport.
Ryggdyna	Netti Uno, fästes med kardborre och kan anpassas steglöst i höjd.
Armstöd	Uppfällbara och höjjusterbara. Justerbara armstödsdynor.
Körbygel	Vinkelreglerbar.
Broms	Broms på övre ramröret.
Benstöd	Vinkelreglerbara benstöd. Längdjusterbara, sväng- och avtagbara. Vadplattor och delad fotplatta.
Drivhjul	16" med snabbkoppling (QR). Aluminiumdrivringar, vårdarbroms.
Länkhjul	7" med snabbkoppling (QR).
Tippskydd	Kan snurras runt.
Transport	Fäste monterat

CED (långt sittdjup/max belastning 160 kg)

☐ 45 cm (SD 42,5-50 cm)	S65045-H16PV712
☐ 50 cm (SD 42,5-50 cm)	S65050-H16PV712
☐ 55 cm (SD 42,5-50 cm)	S65055-H16PV712
☐ 60 cm (SD 42,5-50 cm)	S65060-H16PV712

Sittdjup: Inställning i 2,5 cm intervaller

☐ 42,5 cm ☐ 45 cm ☐ 47,5 cm ☐ 50 cm

Sitthöjd: Se sista sidan

Alla delar som ingår i GP standardkonfigureringen är markerade med orange och kommer levereras om inget annat val görs

Sittdyna Uno



☐ Sittdyna Uno 3D 43x45 cm	171817	☐ Sittdyna Uno EasyCare 43x45 cm	172017
☐ Sittdyna Uno 3D 43x50 cm	171818	☐ Sittdyna Uno EasyCare 43x50 cm	172020
☐ Sittdyna Uno 3D 45x45 cm	171821	☐ Sittdyna Uno EasyCare 45x45 cm	172021
☐ Sittdyna Uno 3D 45x50 cm	171822	☐ Sittdyna Uno EasyCare 45x50 cm	172022
☐ Sittdyna Uno 3D 50x45 cm	171825	☐ Sittdyna Uno EasyCare 50x45 cm	172025
☐ Sittdyna Uno 3D 50x50 cm	171826	☐ Sittdyna Uno EasyCare 50x50 cm	172026
☐ Sittdyna Uno 3D 55x50 cm	171829	☐ Sittdyna Uno EasyCare 55x50 cm	172029
☐ Sittdyna Uno 3D 60x50 cm	171833	☐ Sittdyna Uno EasyCare 60x50 cm	172033
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

Sittdyna Sit



☐ Sittdyna Sit 3D 43x40 cm	187312	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x40 cm	188312
☐ Sittdyna Sit 3D 43x45 cm	187313	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x45 cm	188313
☐ Sittdyna Sit 3D 43x50 cm	187314	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x50 cm	188314
☐ Sittdyna Sit 3D 45x40 cm	187315	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x40 cm	188315
☐ Sittdyna Sit 3D 45x45 cm	187316	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x45 cm	188316
☐ Sittdyna Sit 3D 45x50 cm	187317	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x50 cm	188317
☐ Sittdyna Sit 3D 45x55 cm	187318	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x55 cm	188318
☐ Sittdyna Sit 3D 50x45 cm	187319	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x45 cm	188319
☐ Sittdyna Sit 3D 50x50 cm	187320	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x50 cm	188320
☐ Sittdyna Sit 3D 50x55 cm	187321	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x55 cm	188321
☐ Sittdyna Sit 3D 55x50 cm	187322	☐ Sittdyna Sit EasyCare 55x50 cm	188322
☐ Sittdyna Sit 3D 55x55 cm	187323	☐ Sittdyna Sit EasyCare 55x55 cm	188323
☐ Sittdyna Sit 3D 60x50 cm	187324	☐ Sittdyna Sit EasyCare 60x50 cm	188324
☐ Sittdyna Sit 3D 60x55 cm	187325	☐ Sittdyna Sit EasyCare 60x55 cm	188325
☐		☐	

Inkontinensöverdrag Netti Dry



☐ Inkontinensöverdrag 43x45cm	3470	☐ Inkontinensöverdrag 50x45 cm	3482
☐ Inkontinensöverdrag 43x50cm	3471	☐ Inkontinensöverdrag 50x50 cm	3486
☐ Inkontinensöverdrag 45x45 cm	3481	☐ Inkontinensöverdrag 50x55 cm	3492
☐ Inkontinensöverdrag 45x50 cm	3485	☐ Inkontinensöverdrag 55x50 cm	3487
☐ Inkontinensöverdrag 45x55 cm	3491	☐ Inkontinensöverdrag 60x50 cm	3498
☐		☐ Inkontinensöverdrag 60x55 cm	3488
☐		☐	

Ryggdyna Uno



☐ Ryggdyna Uno 3D 40x50 cm	344702	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 40x50 cm	334902
☐ Ryggdyna Uno 3D 45x50 cm*	344703	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 45x50 cm*	334903
☐ Ryggdyna Uno 3D 50x50 cm	344704	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 50x50 cm	334904
☐ Ryggdyna Uno 3D 55x50 cm	344705	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 55x50 cm	334905
☐ Ryggdyna Uno 3D 60x50 cm	344706	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 60x50 cm	334906
☐		☐	

*används även till SB 43 cm

Ryggdyna Smart



☐ Ryggdyna Smart 3D 43x50 cm	357307	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 43x50 cm	358307
☐ Ryggdyna Smart 3D 45x50 cm	357308	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 45x50 cm	358308
☐ Ryggdyna Smart 3D 50x50 cm	357309	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 50x50 cm	358309
☐ Ryggdyna Smart 3D 55x50 cm	357310	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 55x50 cm	358310
☐ Ryggdyna Smart 3D 60x50 cm	357311	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 60x50 cm	358311
☐ Ryggdyna Smart 3D 35x60 cm	357320	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 35x60 cm	358320
☐ Ryggdyna Smart 3D 40x60 cm	357322	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 40x60 cm	358322
☐ Ryggdyna Smart 3D 43x60 cm	357323	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 43x60 cm	358323
☐ Ryggdyna Smart 3D 45x60 cm	357324	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 45x60 cm	358324
☐ Ryggdyna Smart 3D 50x60 cm	357325	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 50x60 cm	358325
☐ Ryggdyna Smart 3D 55x60 cm	357326	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 55x60 cm	358326
☐ Ryggdyna Smart 3D 60x60 cm	357327	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 60x60 cm	358327
☐		☐	

Ryggdyna Stabil



☐ Ryggdyna Stabil 3D 43x50 cm	367307	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 43x50 cm	368307
☐ Ryggdyna Stabil 3D 45x50 cm	367308	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 45x50 cm	368308
☐ Ryggdyna Stabil 3D 50x50 cm	367309	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 50x50 cm	368309
☐ Ryggdyna Stabil 3D 55x50 cm	367310	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 55x50 cm	368310
☐ Ryggdyna Stabil 3D 60x50 cm	367311	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 60x50 cm	368311
☐ Ryggdyna Stabil 3D 35x60 cm	367320	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 35x60 cm	368320
☐ Ryggdyna Stabil 3D 40x60 cm	367322	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 40x60 cm	368322
☐ Ryggdyna Stabil 3D 43x60 cm	367323	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 43x60 cm	368323
☐ Ryggdyna Stabil 3D 45x60 cm	367324	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 45x60 cm	368324
☐ Ryggdyna Stabil 3D 50x60 cm	367325	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 50x60 cm	368325
☐ Ryggdyna Stabil 3D 55x60 cm	367326	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 55x60 cm	368326
☐ Ryggdyna Stabil 3D 60x60 cm	367327	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 60x60 cm	368327
☐		☐	

Ryggdyna Super Stabil



☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 43x50 cm	367307	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 43x50 cm	368307
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 45x50 cm	367308	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 45x50 cm	368308
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 50x50 cm	367309	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 50x50 cm	368309
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 55x50 cm	367310	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 55x50 cm	368310
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 60x50 cm	367311	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 60x50 cm	368311
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 35x60 cm	367320	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 35x60 cm	368320
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 40x60 cm	367322	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 40x60 cm	368322
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 43x60 cm	367323	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 43x60 cm	368323
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 45x60 cm	367324	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 45x60 cm	368324
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 50x60 cm	367325	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 50x60 cm	368325
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 55x60 cm	367326	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 55x60 cm	368326
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 60x60 cm	367327	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 60x60 cm	368327
☐		☐	

Ryggdyna Kyphotic



☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 45x50 cm	206303	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 50x50 cm	206304
☐		☐	

Ryggtdillbehör



☐ Ryggstödsförhöjning 25-60 cm (H 60 cm)	43799
---	-------




☐ Ryggkil	21048
----------------------------------	-------

Universalbenstöd				
	☐ Universalbenstöd vä Svart	26722	☐ Fotplatta m. hälband vä 50 cm	27904
	☐ Universalbenstöd hö Svart	26708	☐ Fotplatta m. hälband hö 55 cm	27881
	☐ Fotplatta m. hälband vä 45 cm	27903	☐ Fotplatta m. hälband vä 55 cm	27905
	☐ Fotplatta m. hälband hö 45 cm	27879	☐ Fotplatta m. hälband hö 60 cm	27882
	☐ Fotplatta m. hälband vä 50 cm	27904	☐ Fotplatta m. hälband vä 60 cm	27906
	☐ Fotplatta m. hälband hö 50 cm	27880	☐	
	☐		☐	
	☐		☐	

Vinkelreglerbara benstöd				
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger Svart 3D	41960	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Hö Svart 3D	88211
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster Svart 3D	41961	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Vä Svart 3D	88212
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger Svart Easycare	41762	☐ Benstödfäste +2,5 cm abduction hö	80071
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster Easycare	41763	☐ Benstödfäste +2.5 cm abduction vä	80072

Vadplattor



☐ Vadplattor 43-45 cm	27966	☐ Vadband Netti	21293
☐ Vadplattor 50 cm	27967	☐ Vadband Bodypoint M	45019
☐ Vadplattor 55 cm	27968	☐ Vadband Bodypoint L	45020
☐ Vadplattor 60 cm	27969	☐ Överdrag till vadplatta 43-45 cm 3D	41619
☐ Vadplatta med gångjärn hö 43-45 cm	26549	☐ Överdrag till vadplatta 50 cm 3D	41620
☐ Vadplatta med gångjärn vä 43-45 cm	26550	☐ Överdrag till vadplatta 55 cm 3D	41621
☐ Vadplatta med gångjärn hö 50 cm	26551	☐ Överdrag till vadplatta 60 cm 3D	41622
☐ Vadplatta med gångjärn vä 50 cm	26552	☐ Polster till vadplattans hållare	21745
☐ Vadplatta med gångjärn hö 55 cm	26553	☐	
☐ Vadplatta med gångjärn vä 55 cm	26554	☐	
☐ Vadplatta med gångjärn hö 60 cm	26555	☐	
☐ Vadplatta med gångjärn vä 60 cm	26556	☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	



Delad fotplatta				
	☐ Delad fotplatta, hö 45 cm	28625	☐ Överdrag till fotplatta hö 45 cm	28461
	☐ Delad fotplatta, vä 45 cm	28653	☐ Överdrag till fotplatta vä 45 cm	28462
	☐ Delad fotplatta, hö 50 cm	28626	☐ Överdrag till fotplatta hö 50 cm	28463
	☐ Delad fotplatta, vä 50 cm	28654	☐ Överdrag till fotplatta vä 50 cm	28464
	☐ Delad fotplatta, hö 55 cm	28627	☐ Överdrag till fotplatta hö 55 cm	28465
	☐ Delad fotplatta, vä 55cm	28655	☐ Överdrag till fotplatta vä 55 cm	28466
	☐ Delad fotplatta, hö 60 cm	28628	☐ Överdrag till fotplatta hö 60 cm	28467
	☐ Delad fotplatta, vä 60 cm	28656	☐ Överdrag till fotplatta vä 60 cm	28468
	☐		☐ Gångjärn djupjusterbar	87088
	☐		☐	
	☐		☐	
	☐		☐	
	☐		☐	
	☐		☐	
	☐		☐	
☐		☐		

Fotlåda				
	☐ Fotlåda 45 cm	23340	☐ Fotlåda 55 cm	23342
	☐ Fotlåda 50 cm	23341	☐ Fotlåda 60 cm	23343
	☐ Benstödsfäste fotlåda hö*	80839	☐ Benstödsfäste fotlåda vä*	80840
	☐		☐	
	☐		☐	

*måsta monteras om fotlådan måste kunna avlägsnas

Hel fotplatta med lås					
	☐	Hel fotplatta med lås 45 cm (346 mm)	25705	☐	Hel fotplatta med lås 55 cm (346 mm) 25707
	☐	Hel fotplatta med lås 50 cm (346 mm)	25706	☐	Hel fotplatta med lås 60 cm (346 mm) 25708
	☐			☐	
	☐			☐	

Amputationsbenstöd					
	☐ Amputationsbenstöd hö 45 cm	22156	☐ Amputationsbenstöd hö 55 cm	22158	
	☐ Amputationsbenstöd vä 45 cm	22164	☐ Amputationsbenstöd vä 55 cm	22166	
	☐ Amputationsbenstöd hö 50 cm	22157	☐ Amputationsbenstöd hö 60 cm	22159	
	☐ Amputationsbenstöd vä 50 cm	22165	☐ Amputationsbenstöd vä 60 cm	22167	
	☐		☐		
	☐		☐		
	☐		☐		
	☐		☐		



Benstöd Grandis Complete					
☐	Benstödfäste Grandis hö	85974	☐	Benstödfäste Grandis vä	85975
☐	Benstödfäste Grandis hö abduction	89839	☐	Benstödfäste Grandis vä abduction	89840
☐	Benstöd 225 mm SB 45 hö	88605	☐	Benstöd 225 mm SB 45 vä	88613
☐	Benstöd 225 mm SB 50 hö	88606	☐	Benstöd 225 mm SB 50 vä	88614
☐	Benstöd 225 mm SB 55 hö	88607	☐	Benstöd 225 mm SB 55 vä	88615
☐	Benstöd 225 mm SB 60 hö	88608	☐	Benstöd 225 mm SB 60 vä	88616
☐	Benstödsöverdel höger	88671	☐	Benstödsöverdel vänster	88672
☐	Lyfthandtag höger	87808	☐	Lyfthandtag vänster	87809
☐	Knäpolstring höger	85859	☐	Knäpolstring vänster	85860
☐	Polstring vid knäled	88594	☐	Vinkelbegränsare	85977
☐	Mjuk polstring 3D höger	89120	☐	Mjuk polstring 3D vänster	89121
☐	Mjuk polstring Easy Care höger	89849	☐	Mjuk polstring Easy Care vänster	89850
☐	Monteringssats för vristsele	88658	☐		
☐			☐		

Benstöd Grandis Fixed inkl fotplatta (Förstärkta) vinkelfasta komplett			
☐ Benstödsöverdel höger	89862	☐ Benstödsöverdel vänster	89863
☐ Bredd 45 cm hö	87547	☐ Bredd 45 cm vä	87555
☐ Bredd 50 cm hö	87548	☐ Bredd 50 cm vä	87556
☐ Bredd 55 cm hö	87549	☐ Bredd 55 cm vä	87557
☐ Bredd 60 cm hö	87550	☐ Bredd 60 cm vä	87558
☐		☐	

Fotplatta till Grandis Fixed med hälband			
☐ Fotplatta med hälband 45 cm	87537	☐ Hälbandskit till bredd 45 cm	87529
☐ Fotplatta med hälband 50 cm	87538	☐ Hälbandskit till bredd 50 cm	87530
☐ Fotplatta med hälband 55 cm	87539	☐ Hälbandskit till bredd 55 cm	87531
☐ Fotplatta med hälband 60 cm	87540	☐ Hälbandskit till bredd 60 cm	87532
☐		☐	

Vadstöd Grandis					
☐	Vadstöd 225 mm Br 43-45 cm	88634	☐	Vadstöd 225 mm Bredd 55 cm	88636
☐	Vadstöd 225 mm Bredd 50 cm	88635	☐	Vadstöd 225 mm Bredd 60 cm	88637
☐	Polstring 225 mm 3D 43-45cm	88650	☐	Polstring 225 mm Easy Care 43-45 cm	88654
☐	Polstring 225 mm 3D 50 cm	88651	☐	Polstring 225 mm Easy Care 50 cm	88655
☐	Polstring 225 mm 3D 55 cm	88652	☐	Polstring 225 mm Easy Care 55 cm	88656
☐	Polstring 225 mm 3D 60 cm	88653	☐	Polstring 225 mm Easy Care 60 cm	88657
☐	Fäste för vadplatta	90014	☐		
☐			☐		

Fotlåda Grandis					
☐	Fotlåda komplett m. benstöd 45 cm	89382	☐	Fotlåda komplett m. benstöd 55 cm	89384
☐	Fotlåda komplett m. benstöd 50 cm	89383	☐	Fotlåda komplett m. benstöd 60 cm	89385
☐			☐		

Amputationsbenstöd Grandis					
☐	Amputationsbenstöd höger	87231	☐	Amputationsbenstöd vänster	87232
☐	Komplett stöd höger 43-45 cm	87562	☐	Komplett stöd vänster 43-45 cm	87570
☐	Komplett stöd höger 50 cm	87563	☐	Komplett stöd vänster 50 cm	87571
☐	Komplett stöd höger 55 cm	87564	☐	Komplett stöd vänster 55 cm	87572
☐	Komplett stöd höger 60 cm	87565	☐	Komplett stöd vänster 60 cm	87573
☐	Platta 43-45 cm	89521	☐	Platta 55 cm	89523
☐	Platta 50 cm	89522	☐	Platta 60 cm	89524
☐			☐	Polster 3D	89527
☐			☐	Polster Easy Care	89528
☐			☐		

Hel fotplatta Grandis					
☐	Bredd 45 cm	89276	☐	Bredd 55 cm	89278
☐	Bredd 50 cm	89277	☐	Bredd 60 cm	89279
☐			☐		

Grandis Fotplatta med tillbehör					
☐	Fotplatta hö med lås 45 cm	85916	☐	Fotplatta vä med lås 45 cm	85924
☐	Fotplatta hö med lås 50 cm	85917	☐	Fotplatta vä med lås 50 cm	85925
☐	Fotplatta hö med lås 55 cm	85918	☐	Fotplatta vä med lås 55 cm	85926
☐	Fotplatta hö med lås 60 cm	85919	☐	Fotplatta vä med lås 60 cm	85927
☐	Lås till fotplatta	85745	☐	Låspinne med låsbricka	85751
☐			☐		



Tillbehör benstöd					
☐	Vristsele S (17-20cm)	45025	☐	Hälband m/stag 43-45 cm	21871
☐	Vristsele M (19-23cm)	45026	☐	Hälband m/stag 50 cm	22412
☐	Vristsele L (22-29cm)	45027	☐	Vadband, polstrad (Alu Rehab)	21293
☐	Vristsele XL (28-33cm)	45028	☐	Rem till fotplatta	45024
☐	Bodypoint Vadband M (38-48cm)	45019	☐		
☐	Bodypoint Vadband L (48-55cm)	45020	☐		

Hjul



☐ Drivhjul 24x1 PU	93285	☐ Länkhjul inkl. gaffel 5"	90118
☐ Drivhjul 22x1" PU	83156	☐ Länkhjul inkl. gaffel 6"	90265
☐ Drivhjul 20x1" PU	83158	☐ Länkhjul inkl. gaffel 7" std.	90104
☐ Drivhjul med vårdarbroms 24x1" PU	43103	☐ Länkhjul inkl. gaffel bred 7"	90244
☐ Drivhjul med vårdarbroms 22x1" PU	43101	☐ Länkhjul 5" (125x27 mm)	86142
☐ Drivhjul med vårdarbroms 20x1" PU	43105	☐ Länkhjul 6" (150x27 mm)	86138
☐ Vårdarbromskit 12" PU	29315	☐ Länkhjul 7" (175x33 mm)	86135
☐ Vårdarbromskit 16" PU	29316	☐ Länkhjul 7" (175x45 mm)	89922
☐ Ekerskydd transparent 24"	24145	☐ Framgaffel std. till 6" och 5"	90117
☐ Ekerskydd transparent 22"	24144	☐ Framgaffel std. till 7"	90103
☐ Ekerskydd transparent 20"	24143	☐ Framgaffel bred till 7"	90243
☐ Drivring, friktion 24"	21121	☐ Drivring, friktion 20"	21123
☐ Drivring, friktion 22"	21122	☐ Plastplugg till länkhjulshuset	90124

Armstöd

	☐ Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, hö	29118	☐ Armstödsplatta (385x58mm) PU	20835
	☐ Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, vä	29119	☐ Armstödsplatta (445x68 mm) PU	29136
	☐ Hemiplegiarmstöd hö	29460	☐ Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29137
	☐ Hemiplegiarmstöd vä	29459	☐ Armstödsplatta (525x80 mm) PU	29138
	☐ Hemiplegikudde VB Hareid	3954	☐ Armstödsplatta Böjd (525x80 mm) PU	29139
	☐ Överdrag mjuk (385x58 mm) 3D	41649	☐ Breddningsats CED 2,5cm	83937
	☐ Överdrag mjuk (420x80 mm) 3D	82563	☐ Armstöd Komfortdyna hö	41458
			☐ Armstöd Komfortdyna hö	41459



Huvudstöd				
 Cospoflex  Med band	☐ Huvudstöd A komplett 3D	96559	☐ Huvudstöd E komplett 3D	96276
	☐ Huvudstöd A komplett EasyCare	96544	☐ Huvudstöd E komplett EasyCare	96275
	☐ Huvudstöd A hygienöverdrag EasyCare	27554	☐ Huvudstöd F komplett 3D	84570
	☐ Huvudstöd B komplett 3D	96601	☐ Huvudstöd F komplett Easycare	85258
	☐ Huvudstöd B komplett EasyCare	96586	☐ Huvudstöd A med pannband	82566
	☐ Huvudstöd B hygienöverdrag EasyCare	27555	☐ Huvudstödshållare alu	82025
	☐ Huvudstöd C komplett 3D	96631	☐ Kulledsrör 250 mm	div.
	☐ Huvudstöd C komplett EasyCare	96616	☐ Kulledsrör 380 mm	41402
	☐ Huvudstöd C hygienöverdrag EasyCare	27556	☐ Vertikalrör 500mm	41403
	☐ Huvudstöd D komplett 3D	81024	☐ Huvudkudde Cospoflex	3952
	☐ Huvudstöd D komplett Easy Care	82986	☐ Huvudkudde med band	3950
	☐		☐	



Huvudstöd Savant

☐ Huvudstöd Savant Barn	45365	☐ Horisontalstång 250 mm	45370
☐ Huvudstöd Savant Liten	45366	☐ Axion 60°	45368
☐ Huvudstöd Savant Vuxen	45367	☐ Axion 90°	45378
☐ Huvudstöd Savant Pad	45373	☐ Adapter för Netti huvudstöd	89558
☐ Horisontalstång 150 mm	45369	☐	

Bältér & selar					
	☐ Höftbälte polstrat inkl. billås	20845		☐ Sele Pivofit L	45018
	☐ Bäckstabilisator Evoflex M	82788		☐ Bröststöd Stayflex M	45015
	☐ Bäckstabilisator Evoflex L	82789		☐ Bröststöd Stayflex L	45016
	☐ Bäckstabilisator (SB55-65)	45276		☐ H-sele polstrat inkl. billås	20881
	☐ Höftbälte 4-punkt BP, M	45013		☐ Bälte kryss X	41645
	☐ Höftbälte 4-punkt BP, L	45014		☐ H-selefäste 43-45cm RH 50	86892
	☐ Bältesfäste 2-Punkt	45279		☐ H-selefäste 50-60 cm RH 50	86894
	☐ Bältesfäste 4-Punkt	45280		☐ H-selefäste 25-40 cm RH 60	86889
	☐ Bälte abduction SB 35-45	41646		☐ H-selefäste 43-45 cm RH 60	86893
	☐ Bälte abduction SB 50	41647		☐ H-selefäste 50-60 cm RH 60	86895
	☐ Sele Pivofit M	45017		☐	

Abduktion				
	☐ Abduktionskloss liten	86096	☐ Abduktionskloss stor	89098
	☐ Abduktionskloss medium	86097		

Bålstöd och svankstöd					
	☐ Bålstöd Stabil Höger	26830		☐ Svankstöd 45-50 cm	2839
	☐ Bålstöd Stabil Vänster	20843		☐ Svankstöd 55-60 cm	2836
	☐ Bålstöd Stabil överdrag	27541		☐	
	☐ Axelstöd Korrektion Höger	27375			
	☐ Axelstöd Korrektion Vänster	27374			
	☐ Axelstöd Korrektion överdrag	27452			



Universal



Med lås



Svängbart



Dyna

Bord och tillbehör til bord			
☐ Bord Universal 43-50 cm	28122	☐ Armstödsdyna 45+ cm hö	15041
☐ Bord med lås 43-50 cm	28836	☐ Armstödsdyna 45+ cm vä	15040
☐ Svängbart bord 43-50 cm	28832	☐ Bord Universal 55-60 cm	21610
☐		☐	

Körbygel			
☐ Körbygel 35 cm	28793	☐ Körbygel 50 cm	28795
☐ Körbygel 40 cm	28794	☐ Körbygel 55 cm	40488
☐ Körbygel 43 cm	40487	☐ Körbygel 60 cm	40489
☐ Körbygel 45 cm	28578	☐	



Övriga tillbehör			
☐ Vinklingsstopp för sits Netti 4U	29474	☐ Multistativ/Droppställning	41987
☐ Bromsspak 310mm	86099	☐ Körhandtag 300mm på CED	Div
☐ Verktygssats Netti	21239	☐ Tippskydd med pedal	28972
☐ Rullstolsväska Netti	42269	☐ Tippskydd standard	28018
		☐ Transportfäste	97133

Syrghållare			
☐ Universalhållare för syrgasapp. (inkl. ramförlängning)	*		*

*Fråga den rekommenderade lösningen hos L&B Medical.

Dynamiska funktioner			
	☐ Dynamic System (40° Rygg & Sittplatta 600-1300N, låsbar)	*	☐ Dynamic huvudstöd *
	☐ Dynamic System (15° Rygg & Sittplatta 600-1300N)		☐
	☐ Dynamic Rygg (fast sittplatta)	*	☐ Dynamic DUAL benstöd *

*Fråga efter den rekommenderade lösningen hos L&B Medical.

Tekniska data Netti 4U CED(S)

Tekniska data	
Tilt:	-5° - +20°
Ryggvinkling:	92° - 137°
Total bredd:	Sittbredd + 18 cm (STD hjul) / +19,5cm (VB hjul) / +17 cm (12"-16" VB)
Total längd:	102 cm (inkl. benstöd)
Armstödshöjd (från sittsplan):	Min. 26,5 cm / Max. 35,5 cm
Benstöd vinkelreg:	Underbenslängd 32 – 68 cm
Benstöd universal:	Underbenslängd 36 - 50 cm
Benstöd Grandis	Underbenslängd 36 - 64 cm
Vikt:	Ca. 30 kg (utan dynor)
Max. belastning:	160 kg (CED) / 130kg (CEDS)

Sithöjd			
Översikt över sithöjd och val av hjul Netti 4U CED(S)			
Drivhjul	Länkhjul	Sithöjd	Tippskydd
12"	6"	49 cm	28018
	7"	46 cm	28018
16"	7"	46 cm	28018
	7"	51 cm	28018
20"	5"	41,5 cm*	28816
	6"	47 cm	28816
	7"	46 cm	28816
22"	5"	46,5	28816
	6"	44 cm	28816
	7"	47,5 cm	28816
24"	7"	46,5 cm	28018
	7"	50 cm	28018

*Kombination av kort gaffel 20142 + 5" hjul + 20" hjul möjlig: SH 40,5 cm.

Var så vänlig och använd inte persondata när du fyller i detta formulär. Använd ett anonymt ID om du behöver identifiera personen för ordern eller mötet.