

Utprovningsprotokoll/Orderguide HALLAND

Netti 4U CEDS



Kund:	Ref.:
Kundnr.:	Tel/Mail:
Beställare:	

Netti 4U CEDS levereras med följande standardutrustning:

Rygg	Standard rygg med band. Ryggen kan fällas ned vid transport.
Armstöd	Uppfällbara och höjjusterbara. Justerbara armstödsdynor.
Körbygel	Höjdglerbar.
Broms	Vårdarbroms och brukarbroms på övre ramröret.
Drivhjul	24" med snabbkoppling (QR)
Länkhjul	7" med snabbkoppling (QR)
Tippskydd	Med pedal. Kan snurras runt.

Netti 4U CEDS (max belastning 130 kg) inklusive 24" hjul.

- ☐ Sittbredd 350 mm S650S35-H24PV712-H
☐ Sittbredd 400 mm S650S40-H24PV712-H

Sittdjup: Inställning i 25 mm intervaller (Standard är 425 mm)

- ☐ 375 mm ☐ 400 mm ☐ 425 mm ☐ 450 mm

Förlängare för sittplatta: +50 mm

- ☐ 91502

Sitthöjd: Se sista sidan

Alla delar som ingår i GP standardkonfigureringen är markerade med orange och en av dem kommer levereras om inget annat val görs

Sittdyna Uno				
	☐ Sittdyna Uno 3D 350x450 mm	171806	☐ Sittdyna Uno EasyCare 350x450mm	172006
	☐ Sittdyna Uno 3D 350x500 mm	171807	☐ Sittdyna Uno EasyCare 350x500mm	172007
	☐ Sittdyna Uno 3D 400x450 mm	171813	☐ Sittdyna Uno EasyCare 400x450mm	172013
	☐ Sittdyna Uno 3D 400x500 mm	171814	☐ Sittdyna Uno EasyCare 400x500mm	172014
	☐ Sittdyna Uno 3D 430x450 mm	171817	☐ Sittdyna Uno EasyCare 430x450mm	172017
	☐ Sittdyna Uno 3D 430x500 mm	171818	☐ Sittdyna Uno EasyCare 430x500mm	172018

Sittdyna Sit



☐ Sittdyna Sit 3D 350x400 mm	187303	☐ Sittdyna Sit 3D °C 400x500 mm	189311
☐ Sittdyna Sit 3D 350x450 mm	187304	☐ Sittdyna Sit 3D °C 430x400 mm	189312
☐ Sittdyna Sit 3D 350x500 mm	187305	☐ Sittdyna Sit 3D °C 430x450 mm	189313
☐ Sittdyna Sit 3D 400x400 mm	187309	☐ Sittdyna Sit 3D °C 430x500 mm	189314
☐ Sittdyna Sit 3D 400x450 mm	187310	☐ Sittdyna Sit EasyCare 350x400 mm	188303
☐ Sittdyna Sit 3D 400x500 mm	187311	☐ Sittdyna Sit EasyCare 350x450 mm	188304
☐ Sittdyna Sit 3D 430x400 mm	187312	☐ Sittdyna Sit EasyCare 350x500 mm	188305
☐ Sittdyna Sit 3D 430x450 mm	187313	☐ Sittdyna Sit EasyCare 400x400 mm	188309
☐ Sittdyna Sit 3D 430x500 mm	187314	☐ Sittdyna Sit EasyCare 400x450 mm	188310
☐ Sittdyna Sit 3D °C 350x400 mm	189303	☐ Sittdyna Sit EasyCare 400x500 mm	188311
☐ Sittdyna Sit 3D °C 350x450 mm	189304	☐ Sittdyna Sit EasyCare 430x400 mm	188312
☐ Sittdyna Sit 3D °C 350x500 mm	189305	☐ Sittdyna Sit EasyCare 430x450 mm	188313
☐ Sittdyna Sit 3D °C 400x400 mm	189309	☐ Sittdyna Sit EasyCare 430x500 mm	188314
☐ Sittdyna Sit 3D °C 400x450 mm	189310	☐	

Inkontinensöverdrag Netti Dry				
	☐ Inkontinensöverdrag 350x450mm	3484	☐ Inkontinensöverdrag 400x500 mm	3483
	☐ Inkontinensöverdrag 350x500mm	3473	☐ Inkontinensöverdrag 430x450 mm	3470
	☐ Inkontinensöverdrag 400x400mm	3477	☐ Inkontinensöverdrag 430x500 mm	3471
	☐ Inkontinensöverdrag 400x450mm	3480	☐	

Ryggdyna Uno (10 cm sidostöd)				
	☐ Ryggdyna Uno 3D 350x500mm	344701	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 350x500mm	344901
	☐ Ryggdyna Uno 3D 400x500mm	344702	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 400x500mm	344902
	☐ Ryggdyna Uno 3D 450x500mm*	344703	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 450x500mm*	344903

*används även till SB 430 mm

Ryggdyna Smart (12 cm sidostöd)



☐ Ryggdyna Smart 3D 350x500mm	357304	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 350x500mm	358304
☐ Ryggdyna Smart 3D 380x500mm	357305	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 380x500mm	358305
☐ Ryggdyna Smart 3D 400x500mm	357306	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 400x500mm	358306
☐ Ryggdyna Smart 3D 430x500mm	357307	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 430x500mm	358307
☐ Ryggdyna Smart 3D 450x500mm**	357308	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 450x500mm**	358308
☐ Ryggdyna Smart 3D 350x600mm**	357320	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 350x600mm**	358320
☐ Ryggdyna Smart 3D 400x600mm**	357322	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 400x600mm**	358322
☐ Ryggdyna Smart 3D 430x600mm**	357323	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 430x600mm**	358323
☐ Ryggdyna Smart 3D 450x600mm**	357324	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 450x600mm**	358324

**Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

Ryggdyna Stabil (17 cm sidostöd)



☐ Ryggdyna Stabil 3D 350x500mm	367304	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 350x500mm	368304
☐ Ryggdyna Stabil 3D 380x500mm	367305	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 380x500mm	368305
☐ Ryggdyna Stabil 3D 400x500mm	367306	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 400x500mm	368306
☐ Ryggdyna Stabil 3D 430x500mm	367307	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 430x500mm	368307
☐ Ryggdyna Stabil 3D 450x500mm	367308	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 450x500mm	368308
☐ Ryggdyna Stabil 3D 350x600mm**	367320	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 350x600mm**	368320
☐ Ryggdyna Stabil 3D 400x600mm**	367322	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 400x600mm**	368322
☐ Ryggdyna Stabil 3D 430x600mm**	367323	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 430x600mm**	368323
☐ Ryggdyna Stabil 3D 450x600mm**	367324	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 430x600mm**	368324

**Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

Ryggdyna Super Stabil (17 cm sidostöd)



☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 350x500mm	377301	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 350x500mm	378301
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 380x500mm	377302	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 380x500mm	378302
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 400x500mm	377303	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 400x500mm	378303
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 430x500mm	377304	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 430x500mm	378304
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 450x500mm	377305	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 450x500mm	378305
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 350x600mm**	377320	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 350x600mm**	378320
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 380x600mm**	377321	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 380x600mm**	378321
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 400x600mm**	377322	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 400x600mm**	378322

☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 430x600mm**	377323	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 430x600mm**	378323
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 450x600mm**	377324	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 450x600mm**	378324


**Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

Ryggdyna Kyphotic					
	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 350x500 mm	206301	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 450x500 mm	206303	
	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 400x500 mm	206302	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 500x500 mm	206304	
Ryggtillbehör					
	☐ Rygstödsförhöjning 25-60 cm (H 60 cm)	43799		☐ Ryggkil	21048

Universalbenstöd				
	☐ Universalbenstöd vä Svart	26722	☐ Fotplatta m. hälband vä 400 mm	80040
	☐ Universalbenstöd hö Svart	26708	☐ Fotplatta m. hälband hö 400 mm	80032
	☐ Fotplatta m. hälband vä 350mm	80038	☐ Fotplatta m. hälband vä 430 mm	80041
	☐ Fotplatta m. hälband hö 350mm	80030	☐ Fotplatta m. hälband hö 430 mm	80033

Vinkelreglerbara benstöd				
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger 3D	41960	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Hö Svart 3D	88211
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster 3D	41961	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Vå Svart 3D	88212
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger Easycare	41762	☐ Benstödfäste +25 mm abduktion hö	80071
	☐ Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster Easycare	41763	☐ Benstödfäste +25 mm abduktion vå	80072

Justerstag för längdställning underben			
☐ Justerrör 245 mm	23172	☐ Justerrör 346 mm	23173
☐ Förstärkt stag 350 mm	20138	☐ Fäste för djupledsställning av fotplattor	87088

Vadplattor				
	☐ Vadplattor 350 mm	27964	☐ Vadband Netti	21293
	☐ Vadplattor 380-400 mm	27965	☐ Vadband Bodypoint M	45019
	☐ Vadplattor 430-450 mm	27966	☐ Vadband Bodypoint L	45020
	☐ Vadplatta med gångjärn hö 350 mm	26541	☐ Överdrag till vadplatta 350 mm 3D	41617
	☐ Vadplatta med gångjärn vä 350 mm	26542	☐ Överdrag till vadplatta 380-400 mm 3D	41618
	☐ Vadplatta med gångjärn hö 380-400 mm	26545	☐ Överdrag till vadplatta 430-450 mm 3D	41619
	☐ Vadplatta med gångjärn vä 380-400 mm	26546	☐ Polster till vadplattans hållare	21745
	☐ Vadplatta med gångjärn hö 430-450 mm	26549		
	☐ Vadplatta med gångjärn vä 430-450 mm	26550		

Delad fotplatta				
	☐ Delad fotplatta, hö 350 mm	28621	☐ Överdrag till fotplatta hö 350 mm	28453
	☐ Delad fotplatta, vä 350 mm	28649	☐ Överdrag till fotplatta vä 350 mm	28454
	☐ Delad fotplatta, hö 400 mm	28623	☐ Överdrag till fotplatta hö 400 mm	28457
	☐ Delad fotplatta, vä 400 mm	28651	☐ Överdrag till fotplatta vä 400 mm	28458
	☐ Delad fotplatta, hö 430 mm	28624	☐ Överdrag till fotplatta hö 430 mm	28459
	☐ Delad fotplatta, vä 430 mm	28652	☐ Överdrag till fotplatta vä 430 mm	28460
			☐ Gångjärn djupjusterbar	87088

Fotlåda				
	☐ Fotlåda 350 mm	23336	☐ Benstödsfäste fotlåda hö*	80839
	☐ Fotlåda 400 mm	23338	☐ Benstödsfäste fotlåda vä*	80840
	☐ Fotlåda 430 mm	23339	☐	
	*måsta monteras om fotlådan måste kunna avlägsnas			

Hel fotplatta med lås			
	☐ Hel fotplatta med lås 350 mm (346 mm)	25701	☐
	☐ Hel fotplatta med lås 400 mm (346 mm)	25703	☐
	☐ Hel fotplatta med lås 430 mm (346 mm)	25704	☐

Benstöd Grandis



☐ Benstödfäste Grandis hö	85974	☐ Benstödfäste Grandis vä	85975
☐ Benstöd Grandis Complete SB 350 hö	88601	☐ Benstöd Grandis Complete SB 350 vä	88609
☐ Benstöd Grandis Complete SB 400 hö	88603	☐ Benstöd Grandis Complete SB 400 vä	88611
☐ Benstöd Grandis Complete SB 430 hö	88604	☐ Benstöd Grandis Complete SB 430 vä	88612
☐ Benstöd Grandis Complete SB 450 hö	88605	☐ Benstöd Grandis Complete SB 450 vä	88613
☐ Vinkelbegränsare	85977	☐ Monteringssats för vristsle	88658
☐ Benstödsfäste abduction hö.	89839	☐ Benstödsfäste abduction vä.	89840
☐ Vadplatta överdrag 3D	Div.	☐ Vadplatta överdrag EC	Div.

Benstöd Grandis Fixed inkl fotband och fotplatta (Förstärkta) vinkelfasta			
☐ Grandis Fixed 350 mm hö	87543	☐ Grandis Fixed 350 vä	87551
☐ Grandis Fixed 400 mm hö	87545	☐ Grandis Fixed 400 vä	87553
☐ Grandis Fixed 430 mm hö	87546	☐ Grandis Fixed 430 vä	87554
☐ Grandis Fixed 450 mm hö	87547	☐ Grandis Fixed 450 vä	87555

Hälbandskit			
☐ Bredd 350 mm	87525	☐ Bredd 430 mm	87528
☐ Bredd 400 mm	87527	☐ Bredd 450 mm	87529
☐		☐	

Fotlåda Grandis			
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 350mm	89378	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 500 mm	89383
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 400mm	89380	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 550 mm	89384
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 430mm	89381	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 600 mm	89385
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 450mm	89382	☐	

Amputationsbenstöd Grandis			
☐ Amputationsbenstöd höger	87231	☐ Amputationsbenstöd vänster	87232
☐ Platta 350 mm	89519	☐ Polster 3D	89527
☐ Platta 380-400 mm	89520	☐	
☐ Platta 430-450 mm	89521	☐	

Hel fotplatta Grandis			
☐ Bredd 350 mm	89272	☐ Bredd 430 mm	89275
☐ Bredd 400 mm	89274	☐ Bredd 450 mm	89276



Tillbehör benstöd

☐ Vristsele S (170-200mm)	45025	☐ Hälband m/stag 350 mm	23758
☐ Vristsele M (190-230mm)	45026	☐ Hälband m/stag 380-400 mm	21870
☐ Vristsele L (220-290mm)	45027	☐ Hälband m/stag 430-450 mm	21871
☐ Vristsele XL (280-330mm)	45028	☐ Vadband, polstrad	21293
☐ Bodypoint Vadband M (380-480mm)	45019	☐ Rem till fotplatta	45024
☐ Bodypoint Vadband L (480-550mm)	45020	☐	

Hjul



☐ Drivhjul 24x1 PU	93286	☐ Länkhjul inkl. gaffel 5"	86144
☐ Drivhjul 22x1" PU	83156	☐ Länkhjul inkl. gaffel 7" std.	90104
☐ Drivhjul 20x1" PU	93621	☐ Länkhjul inkl. gaffel bred 7"	90244
☐ Drivhjul med vårdarbroms 24x1" Svart nav PU	93285	☐ Länkhjul 5" (125x27 mm)	86142
☐ Drivhjul med vårdarbroms 22x1" Svart nav PU	93935	☐ Länkhjul 6" PU Vita	83837
☐ Drivhjul med vårdarbroms 20x1" PU	43105	☐ Länkhjul 6" (150x27 mm)	86138
☐ Vårdarbromskit 12" PU	29315	☐ Länkhjul 7" (175x33 mm)	86135
☐ Drivhjul med vårdarbroms 16" PU	29316	☐ Länkhjul 7" (175x45 mm)	89922
☐ Ekerskydd transparent 24"	24145	☐ Framgaffel std. till 6" och 5"	41554
☐ Ekerskydd transparent 22"	24144	☐ Framgaffel till 7"	90103
☐ Ekerskydd transparent 20"	24143	☐ Framgaffel bred till 7"	90243
☐ Drivring, friktion 24"	21121	☐ Drivring, friktion 20"	21123
☐ Drivring, friktion 22"	21122	☐	

Armstöd



☐ Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, hö	29118	☐ Armstödsplatta (385x58mm) PU	20835
☐ Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, vä	29119	☐ Armstödsplatta (445x68 mm) PU	29136
☐ Hemiplegiarmstöd hö	29460	☐ Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29137
☐ Hemiplegiarmstöd vä	29459	☐ Armstödsplatta (525x80 mm) PU	29138
☐ Hemiplegikudde VB Hareid	3954	☐ Armstödsplatta Böjd (525x80 mm) PU	29139
☐ Överdrag mjuk (385x58 mm) 3D	41649	☐ Breddningsats CED 25mm	83937
☐ Överdrag mjuk (420x80 mm) 3D	82563	☐ Armstöd Komfortdyna hö	41458
		☐ Armstöd Komfortdyna vä	41459



Huvudstöd



Cospoflex

Med band

☐ Huvudstöd A komplett 3D	96559	☐ Huvudstöd E komplett 3D	96276
☐ Huvudstöd A komplett EasyCare	96544	☐ Huvudstöd E komplett EasyCare	96275
☐ Huvudstöd A hygienöverdrag EasyCare	27554	☐ Huvudstöd F komplett 3D	84570
☐ Huvudstöd B komplett 3D	96601	☐ Huvudstöd F komplett EasyCare	85258
☐ Huvudstöd B komplett EasyCare	96586	☐ Huvudstöd A med pannband	82566
☐ Huvudstöd B hygienöverdrag EasyCare	27555	☐ Huvudstödshållare alu	82025
☐ Huvudstöd C komplett 3D	96631	☐ Kulleströr 250 mm	div.
☐ Huvudstöd C komplett EasyCare	96616	☐ Kulleströr 380 mm	div.
☐ Huvudstöd C hygienöverdrag EasyCare	27556	☐ Vertikalrör 500mm	41403
☐ Huvudstöd D komplett 3D	81024	☐ Huvudkudde Cospoflex	3952
☐ Huvudstöd D komplett Easy Care	82986	☐ Huvudkudde med band	3950

Huvudstöd Savant



☐ Huvudstöd Savant Barn	45365	☐ Horisontalstång 250 mm	45370
☐ Huvudstöd Savant Liten	45366	☐ Axion 60°	45368
☐ Huvudstöd Savant Vuxen	45367	☐ Axion 90°	45378
☐ Huvudstöd Savant Pad	45373	☐ Adapter för Netti huvudstöd	89558
☐ Horisontalstång 150 mm	45369	☐ Huvudstöd, vertikalstag 350 mm	41402
☐		☐ Huvudstöd, vertikalstag 500 mm	41403

Bälten & selar



☐ Höftbälte polstrat inkl. billås	20845
☐ Bäckstabilisator Evoflex M	82788
☐ Bäckstabilisator Evoflex L	82789
☐ Bäckstabilisator (SB55-65)	45276
☐ Höftbälte 4-punkt BP, M	45013
☐ Höftbälte 4-punkt BP, L	45014
☐ Bältesfäste 2-Punkt	45279
☐ Bältesfäste 4-Punkt	45280
☐ Bälte abduction SB 350-450	41646
☐ Bälte abduction SB 500	41647



☐ Sele Pivofit M	45017
☐ Sele Pivofit L	45018
☐ Bröststöd Stayflex M	45015
☐ Bröststöd Stayflex L	45016
☐ H-sele polstrat inkl. billås	20881
☐ Bälte kryss X	41645
☐ H-sele fäste 250-400 mm RH 50	86888
☐ H-selefäste 430-450 mm RH 50	86892
☐ H-selefäste 250-400 mm RH 60	86889
☐ H-selefäste 430-450 mm RH 60	86893

Abduktion



☐ Abduktionskloss liten	86096	☐ Abduktionskloss stor	89098
☐ Abduktionskloss medium	86097		

Bålstöd och svankstöd



☐ Bålstöd Stabil Höger (Svängbar)	26843
☐ Bålstöd Stabil Vänster (Svängbar)	26830
☐ Bålstöd Stabil överdrag	27541
☐ Svankstöd 350-400 mm	2838



☐ Bålstöd Korrektur Höger (Avtagbar)	91455
☐ Bålstöd Korrektur Vänster (Avtagbar)	91456
☐ Svankstöd 450-500 mm	2839
☐	



Universal



Med lås



Svängbart



Dyna

Bord och tillbehör til bord

☐ Bord Universal 350-430 mm	28121	☐ Bord med lås 450-500 mm	28836
☐ Bord Universal 450-500 mm	28122	☐ Svängbart bord 350-430 mm	28826
☐ Bord Universal förstärkt 350-430 mm	15100	☐ Svängbart bord 450-500 mm	28832
☐ Bord Universal förstärkt 450-500 mm	15101	☐ Armstödsdyna 350-430 mm hö	15043
☐ Bord med lås 350-430 mm	28828	☐ Armstödsdyna 350-430 mm vä	15042

Körbygel

☐ Körbygel 350 mm	28793
☐ Körbygel 400 mm	28794



Övriga tillbehör

☐ Vinklingsstopp för sits Netti 4U	29474	☐ Multistativ/Droppställning	41987
☐ Bromsspak 310mm	86099	☐ Körhandtag 300mm på CED	Div
☐ Verktygssats Netti	21239	☐ Tippskydd med pedal	28972
☐ Rullstolsväska Netti	42269	☐ Tippskydd standard	28018
☐ Tiltbegränsare		☐ Förlängningsplatta för sittplatta	91502
☐ Transportfäste	97133		

Unika tillbehör Netti 4U CEDS – Young

Syrgashållare



- ☐ Universalhållare för syrgasapp. (inkl. ramförlängning)

*

*

*Fråga den rekommenderade lösningen hos L&B Medical

Dynamiska funktioner



- ☐ Dynamic System (40° Rygg & Sittplatta 600-1300N, låsbar)
- ☐ Dynamic System (15° Rygg & Sittplatta 600-1300N)
- ☐ Dynamic Rygg (fast sittplatta)

*

- ☐ Dynamic huvudstöd

*

☐

- ☐ Dynamic DUAL benstöd

*

*Fråga efter den rekommenderade lösningen hos L&B Medical

Tekniska data Netti 4U CEDS - Young

Tekniska data	
Tilt:	-5° - +20°
Ryggvinkling:	92° - 137°
Total bredd:	Sittbredd + 18 cm (STD hjul) / +19,5cm (VB hjul) / +17 cm (12"-16" VB)
Total längd:	102 cm (inkl. benstöd)
Armstödshöjd (från sittsplatta):	Min. 26,5 cm / Max. 35,5 cm
Benstöd vinkelreg:	Underbenslängd 32 – 68 cm
Benstöd universal:	Underbenslängd 36 - 50 cm
Benstöd Grandis	Underbenslängd 36 - 64 cm
Vikt:	Ca. 30 kg (utan dynor)
Max. belastning:	130kg

Sitt höjd			
Översikt över sitt höjd och val av hjul Netti 4U CED(S)			
Drivhjul	Länkhjul	Sitt höjd	Tippskydd
12"	6"	49 cm	28018
	7"	46 cm	28018
16"	7"	46 cm	28018
	7"	51 cm	28018
20"	5"	41,5 cm*	28816
	6"	47 cm	28816
	7"	46 cm	28816
22"	5"	46,5	28816
	6"	44 cm	28816
	7"	47,5 cm	28816
24"	7"	46,5 cm	28018
	7"	50 cm	28018

*Kombination av kort gaffel 20142 + 5" hjul + 20" hjul möjlig: SH 40,5 cm.

Var så vänlig och använd inte persondata när du fyller i detta formulär. Använd ett anonymt ID om du behöver identifiera personen för ordern eller mötet.