

Netti Super stabil

Netti Super stabil är utformad för att ge högsta möjliga komfort och stabilitet – perfekt för användare med behov av extra stöd och individuell anpassning.

Ergonomisk sittlösning för optimal komfort och stabilitet

Dynan är en flerlagerkonstruktion med 170 mm sidostöd. Textilflikarna på baksidan kan öppnas, och dynan fästs med kardborrband. Den finns i två höjder: 500 mm samt 600 mm och är steglöst justerbar i höjddled.

Ryggdynan lyfts från sittdynan, vilket ger utrymme för användarens höft och bakdel. Svankstödet är justerbart och placeras vid ländryggen för optimal stöd. Textilflikarna stängs för att täcka kardborrbanden på baksidan.






Lättskött

Hållbar, andningsbar, elastisk, lätt att torka och hygienisk.

Material

polyester (PES) med PU.





Egenskaper och fördelar:

- Ökad komfort och stabilitet
- Justerbart ländryggsstöd
- Förstärkta sidostöd (170 mm)
- Kompatibel med Stabil sidostöd
- Individuell anpassning
- Flexibel sittbredd (350–750 mm)
- Flerskiktad skumkonstruktion
- Steglöst justerbar höjd
- Dynan är avsedd för användning i rullstolar och sittsystem



	3D	3D	EASYCARE	EASYCARE
Storlek (BxD)	Pad komplett	Extra skydd	Pad komplett	Extra skydd
350 x 500 mm	377301	377201	378301	378201
380 x 500 mm	377302	377202	378302	378202
400 x 500 mm	377303	377203	378303	378203
430 x 500 mm	377304	377204	378304	378204
450 x 500 mm	377305	377205	378305	378205
500 x 500 mm	377306	377206	378306	378206
550 x 500 mm	377307	377207	378307	378207
600 x 500 mm	377308	377208	378308	378208
650 x 500 mm	377309	377209	378309	378209
700 x 500 mm	377310	377210	378310	378210
750 x 500 mm	377311	377211	378311	378211
350 x 600 mm	377320	377220	378320	378220
380 x 600 mm	377321	377221	378321	378221
400 x 600 mm	377322	377222	378322	378222
430 x 600 mm	377323	377223	378323	378223
450 x 600 mm	377324	377224	378324	378224
500 x 600 mm	377325	377225	378325	378225
550 x 600 mm	377326	377226	378326	378226
600 x 600 mm	377327	377227	378327	378227
650 x 600 mm	377328	377228	378328	378228
700 x 600 mm	377329	377229	378329	378229
750 x 600 mm	377330	377230	378330	378230