

Sentry® SuperBand®

Identitetsband för vuxna med knapplåsning.

Användningsområde

Sentry® SuperBand® 5040 är avsett för identifiering av vuxna patienter. Banden finns tillgängliga i flera olika färger.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp i plast. När knappen har stängts kan den inte öppnas igen.

Skrivbar yta med skyddande film

Texten skrivs direkt på bandets informationsyta. Informationsytan skyddas av en speciell Cleralma®-film som är vattenresistent.

Material och storlek

Sentry® SuperBand® är tillverkat av polyester och klarar långvarig lagring.
Banden är fria från PVC, ftalater och latex.

Bandlängd: 290 mm


Informationsytans längd: 90 mm

Informationsytans höjd: 25,4 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Artikelnummer	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm.	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
5040-13-PDM	Id-band Sentry Super-band, blå	Vuxen	90 x 25,4	500 st	6 x 500 st

Sentry® SuperBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.