

Sentry SuperBand

Identitetsband för vuxna
Med knapplåsning, med skrivyta

Användningsområde

Sentry SuperBand 5040 är avsett för identifiering av vuxna patienter. Banden finns tillgängliga i flera olika färger.

Bandlåsning

Bandet låses med en säkerhetsknapp i plast. När knappen har stängts kan den inte öppnas igen.

Skrivbar yta med skyddande film

Texten skrivs direkt på bandets informationsyta.

Informationsytan skyddas av en speciell CleralImage®-film som är vattenresistent.

Material och storlek

Sentry SuperBand är tillverkat av polyester och klarar långvarig lagring. Banden är fria från PVC, ftalater och latex.

Bandlängd: 290 mm


Informationsytans längd: 90 mm

Informationsytans höjd: 25,4 mm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr.	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Mått etikett mm.	Avdelnings- förp.	Transport- förp.
5040-13-PDM	Id-band Sentry Superband, blå	Vuxen	90 x 25,4	500 st	6 x 500 st

Sentry® SuperBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.