

Magnetmatta

Instrumentmagnetmatta för flergångsbruk



Produktinformation

Magnetmattor introducerar en säker och effektiv lösning för att minska stick- och skärskador under instrumentförflyttning i operationssalen.

- Stark keramisk magnetisk yta säkerställer säker fasthållning av metalliska instrument
- Den magnetiska mattan ger en magnetiserad halkfri yta till kirurgiska instrument, såsom skalpeller av rostfritt stål. Det finns 70 keramiska magneter inbäddade i silikonytan, för att ge tillräcklig magnetism
- Högkvalitativ, förstärkt nätdesign säkerställer en mycket kostnadseffektiv enhet som håller länge
- Enheten har obegränsad livslängd, förutsatt att skada inte orsakas under kirurgisk användning eller omsterilisering
- Autoklaverbar
- Vattentät konstruktion minimerar risken för korsinfektion av patogener
- Föremålet kräver sterilisering före varje användning

**Ftalat-
& latexfri**



Miljöfakta

Tillverkad av silikongummi med runda keramiska magneter. Ftalat- och latexfri.

Produkten ska kasseras som kontrollerat medicinskt avfall - enligt gällande riktlinjer för hantering av medicinskt avfall på vårdinrättningen.

Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning	Anmärkning
PS4116	Magnetmatta Mag-Mat 30cm x 40cm Flergångs	1 st	5 st	Levereras i osteril förpackning