

Hudmarkeringspennor

Sterila engångspennor med extra fin, standard eller dubbel spets, inklusive mätlinjal

Sterila och färdiga att använda

Hudmarkeringspennorna Skin Marker är sterila engångspennor avsedda för preoperativ märkning på huden. Pennorna är gammasteriliserade och förpackade styckvis i en lättöppnad flerkamrarförpackning. Alla tre modeller är CE-märkta.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana-lila bläck är snabbtorkande, rinner inte och ger en tydlig markering utan att ge tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt, av mycket hög kvalitet och har hög tvättfasthet. Pennan med fin spets är särskilt utformad för att rita mycket tunna linjer, medan pennan med dubbel spets möjliggör både tunna och breda linjer. Spetsen ger skarpa kanter utan att smeta.

Praktisk mätlinjal

Varje produktförpackning innehåller en mätlinjal med både centimeter och tum.

Miljöfakta

Pennorna är tillverkade av polypropen och är helt fria från PVC, ftalater och latex.

PVC-,
ftalat-
& latexfria



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3150A	Hudmarkeringspenna Skin marker med standard märkspets	25 st	300 st
PS3151A	Hudmarkeringspenna Skin marker med fin märkspets	25 st	300 st
PS3158A	Hudmarkeringspenna Skin marker med dubbel märkspets	25 st	300 st