

Ögonskydd för barn vid behandling av spädbarnsgulsot/hyperbilirubinemi. Remmarnas speciella Y-design säkerställer att ögonskyddet sitter permanent, säkert och bekvämt på barnets huvud. Kardborrefästena kan lätt justeras individuellt och anpassar sig till alla former av huvuden. Förutom att skydda ögonen, säkerställer bilISAVE största möjliga bestrålningsyta.

CE-märkt
Enligt 2017/745
(MDR)

Produktinformation

- Säker och bekväm
- Bra passform
- Unik Y-formad design
- Extra förstärkt vid ögonen
- Enpatients



Material

Materialet andas och är vattenbeständigt

Ytskikt: Spunlaced nonwoven-tyg som binds ihop med spandex


Mittskikt: Spunlaced nonwoven-tyg

Kardborre: Nylon

Latexfri

Förpackning

Styckförpackade



Art nr	Beskrivning	Huvudomfång	Storlek	Förp
NA421642	bilISAVE® ögonskydd	30 – 38 cm	Regular	50st
NA421643	bilISAVE® ögonskydd	24 – 33 cm	Premature	50st
NA421644	bilISAVE® ögonskydd	20 – 28 cm	Micro	50st