

Imskydd med tvättdyna

Lösning som förebygger imma
Steril, 1-stycksförpackad

Användningsområden

Imskyddet används för att förhindra bildning av kondens på laparoskopets digitala lins. Engångslösningen och tvättdynan levereras steril och är en engångsprodukt.

Lösningen är en klar vätska som levereras i en flaska på 6 ml och den mjuka tvättdynan förhindrar skador på laparoskoplinsen vid användning. tvättdynans mått är 50x50 mm.

Det finns inga kompatibilitetsproblem med denna lösning på glas, polykarbonat eller akryllinser. Men försiktighet bör dock iaktas när det gäller applicering på alla endoskop med plastlinsdesign på grund av risken för repor.

Självhäftande tvättdyna med markeringstråd

Tvättdynan kommer med självhäftande tejp på undersidan vilket möjliggör en enklare applicering. Under tejpens finns en markeringstråd av barium som är synlig på röntgen.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.

**Ftalat-
& latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3500	Imskydd med tvättdyna	25 st	300 st