

Imskydd med tvättdyna

Lösning som förebygger imma
Steril, 1-stycksförpackad

Användningsområden

Imskyddet används för att förhindra bildning av kondens på laparoskopets digitala lins. Engångslösningen och tvättdynan levereras steril och är en engångsprodukt.

Lösningen är en klar vätska som levereras i en flaska på 6 ml och den mjuka skumdynan förhindrar skador på laparoskoplinsen vid användning. Skumdynans mått är 50x50 mm.

Det finns inga kompatibilitetsproblem med denna lösning på glas, polykarbonat eller akryllinser. Men försiktighet bör dock iaktas när det gäller applicering på alla endoskop med plastlinsdesign på grund av risken för repor.

Appliceras med tejp

Skumdynan kommer med självhäftande tejp på undersidan vilket möjliggör en enklare applicering av lösningen.

Miljöfakta

Fri från Ftalater och latex.



**Ftalat-
& latexfri**

Artikelnummer	Beskrivning	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
PS3500	Imskydd med tvättdyna	25 st	300 st