

Rökgasfilter

För säker, smidig och effektiv borttagning av kirurgisk rök.
Steril, förpackad i enstycksförpackning.

Produktinformation

Rökgasfiltret möjliggör en säker, enkel och effektiv borttagning av kirurgisk rök.

Diatermi- och lasertekniker, som ofta används vid laparoskopisk kirurgi, genererar rökplymer. Kirurgisk rök försämrar inte bara kirurgens sikt över operationsområdet, utan kan även innehålla potentiellt farliga biologiska patogener såsom bakterier, virus och cancerceller, samt kemiska toxiner.

Rökgasfiltret är utrustat med en standardiserad Luer-lock-hankoppling som uppfyller ISO 594-1 och kan anslutas till valfri enhet med motsvarande honanslutning, till exempel en trokarhylsa som är kompatibel med samma standard.

Fördelar med Purple Surgicals rökgasfilter

- Steril och avsedd för engångsbruk
- 99,999 % filtreringseffektivitet mot virus och bakterier
- Aktivt kol avlägsnar skadliga kemikalier och oönskad lukt
- Utrustad med rullklämma som möjliggör snabb och bekväm rökevakivering, kontrollerad direkt av kirurgen

**Ftalat-
& latexfri**

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3604A	Rökgasfilter	25 st	25 st