

babyMUFFS®

Hörselskydd för barn i neonatalperioden

babyMUFFS® är speciellt framtagna för att skydda de små känsligaste barnen för höga ljudnivåer. Dessa hörselskydd sitter bekvämt runt barnets öron pga dess ovala form, mjuka material och hudvänliga hydrogelhäfta. Att minska ljudnivån genom att använda babyMUFFS® har kliniskt påvisats ge både längre sömnperioder och stabilare syresättning hos det sjuka nyfödda eller för tidigt födda barnet.

Produktinformation

- Skyddar öronen vid behandling och undersökningar som medför höga ljudnivåer
- Reducerar ljudnivån med som minst 7dB och ljudtrycksnivån med mer än 50%
- Idealiska att använda när de små patienterna behöver transporteras med ambulans, helikopter eller flygplan till rätt vårdnivå



Art nr	Beskrivning	Förp	Kommentar
NA420001	babyMUFFS® hörselskydd	36st par	Bruksanvisning medföljer