

Hudmarkeringspenna

Osteril engångspenna med standard märkspets och linjal



Märkpenna, klar att använda

Hudmarkeringspennan är en osteril, engångsmärkpenna för att preoperativt rita/markera på hud.

Hudmarkeringspennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana lila bläck är snabbtorkande och rinner inte samt ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalité och med hög tvättfasthet.

Praktisk mätlinjal

Hudmarkeringspennan är förpackad om 100 st per förpackning. I varje förpackning tillkommer även 100 st linjaler.

Miljöfakta

Plastmaterialet i pennan är polypropen. Pennan är fri från PVC, ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3150NS	Hudmarkeringspenna Skin marker med standard märkspets, osteril	100 st	1000 st