

Sugkyrett Flexibel

och sugslangset för vakuumexerenser

Produktinformation

Sugkyrett Flexibel är en engångsprodukt som levereras steril. Kyretten är tillverkad av ett flexibelt, smidigt och PVC-fritt material med en atraumatisk spetsdesign. Den genomskinliga plasten gör det möjligt att visuellt kontrollera det aborterade materialet.

PVC-,
ftalat-
& latexfri

Färgkodad

Sugkyrretterna är färgkodade efter storlek för enkel identifiering och användning.

Sugslangset till sugkyrett

Sugslangsetet är utrustat med ett universellt kopplingsstycke som passar både flergångs- och engångssugflaskor. Gen 2-modellen introducerar en förbättrad universalkoppling som ersätter både han- och honfästen.

Slangen är både formstabil och smidig och lämpar sig för användning med våra sugkyrretter i storlekar från 4 till 12 mm.

Roterbar slang

Slangen har ett unikt vridbart handtag med öppning för tryckreglering med skjutbar manschett. Handtaget är avfjädrat mot slangen och kan roteras 360°.

Ftalat-
& latexfri

Miljöfakta

Sugkyrett: Fri från PVC-, ftalater och latex.

Sugslangset: Fri från ftalater och latex.

Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS6204	Sugkyrett Flexibel 4 mm	10 st	100 st
PS6205	Sugkyrett Flexibel 5 mm	10 st	100 st
PS6206	Sugkyrett Flexibel 6 mm	10 st	100 st
PS6207	Sugkyrett Flexibel 7 mm	10 st	100 st
PS6208	Sugkyrett Flexibel 8 mm	10 st	100 st
PS6210	Sugkyrett Flexibel 10 mm	10 st	100 st
PS6212	Sugkyrett Flexibel 12 mm	10 st	100 st
PS6102E	Sugslangset till Sugkyrett (16 mm x 2 m) han- och honkoppling	10 st	20 st