

Sugkyrett Styv, rak & böjd

och sugslangset för vakuumexereser

Produktinformation

Sugkyrett Styv finns i både rak och böjd modell och är en engångsprodukt som levereras steril. Kyretten är tillverkad av ett PVC-fritt material och har en atraumatisk spets för skonsam användning. Den transparenta plasten möjliggör visuell kontroll av det aborterade materialet.

Sugslangset till sugkyrett

Sugslangsetet är utrustat med ett universellt kopplingsstycke som passar både flergångs- och engångssugflaskor. Gen 2-modellen introducerar en förbättrad universalkoppling som ersätter både han- och honfästen.

Slangen är både formstabil och smidig och lämpar sig för användning med våra sugkyrretter i storlekar från 4 till 12 mm.

Roterbar slang

Slangen har ett unikt vridbart handtag med öppning för tryckreglering med skjutbar manschett. Handtaget är avfjädrat mot slangen och kan roteras 360°.

Miljöfakta

Sugkyrett: Fri från PVC-, ftalater och latex.

Sugslangset: Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS6007	Sugkyrett Styv rak 7 mm	10 st	100 st
PS6008	Sugkyrett Styv rak 8 mm	10 st	100 st
PS6009	Sugkyrett Styv rak 9 mm	10 st	100 st
PS6010	Sugkyrett Styv rak 10 mm	10 st	100 st
PS6011	Sugkyrett Styv rak 11 mm	10 st	100 st
PS6012	Sugkyrett Styv rak 12 mm	10 st	100 st
PS6107	Sugkyrett Styv böjd 7 mm	10 st	100 st
PS6108	Sugkyrett Styv böjd 8 mm	10 st	100 st
PS6109	Sugkyrett Styv böjd 9 mm	10 st	100 st
PS6110	Sugkyrett Styv böjd 10 mm	10 st	100 st
PS6111	Sugkyrett Styv böjd 11 mm	10 st	100 st
PS6112	Sugkyrett Styv böjd 12 mm	10 st	100 st
PS6102E	Sugslangset till Sugkyrett (16 mm x 2 m) han- och honkoppling	10 st	20 st