

Insufflationsslang

Engångs insufflationsslang med filter
steril, förpackad i enstycksförpackning

Produktinformation

Insufflationsfilter/slangsatsen förhindrar effektivt korskontaminering mellan patient och insufflator. Filtret är konstruerat för att tåla höga gasflöden, vilket möjliggör snabb insufflation, och är 99,99 % effektivt mot partiklar, bakterier och virus. Passar Olympus, Stryker, Wolf och Storz.

Material, tillverkning och förpackning

Slangen är tillverkad av ftalatfri polyvinylklorid. Filterhuset består av polypropen och Styrolux. Produkten är CE-märkt, sterilförpackad och latexfri.

**Ftalat- &
latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Passar	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
PS3600A	Insufflationsslang, 3m med filter Anslutning med Lueranslutning	Olympus	25 st	25 st
PS3602A	Insufflationsslang, 2,5m med filter Anslutning med Push Fit-trattkoppling	Stryker	25 st	25 st
PS3603A	Insufflationsslang, 2,5m med filter Anslutning med 15 mm	Wolf/Storz	25 st	25 st