

VELA Tango 300 & 310

Användare som väger upp till 300 kg kan bli mer självständiga med hjälp av en robust arbetsstol från VELA. Det innebär att de kan ta sig runt och vara mer aktiva i vardagen utan att trötta ut sig i onödan. Användaren kan gå runt i stolen i sittande position tack vare stolens hjul, samtidigt som stolen förblir stabil och säker i stillastående tack vare stolens handbroms. Med eldriven höjjustering får användaren hjälp att resa sig upp och sätta sig ner och de kan enkelt och självständigt ändra sitthöjden.

VELA Tango 300

Max belastning upp till 200 kg



Upp till 300 kg
Uppresningshjälp
4XL-sits
B: 720 D: 500 mm

VELA Tango 300E

Max belastning 200 kg



VELA Tango 310E

Max belastning 300 kg



VELA Tango 300/310-serien är väldigt robust och möjliggör ett flertal aktiviteter i hemmet, på jobbet samt under rehabilitering och träning.

Tyngre användare ges möjlighet att ta sig från sängen eller en vanlig stol till en säker och stabil arbetsstol. Arbetsstolen Tango 300/310 gör det lättare att utföra aktiviteter. Elektrisk-höjdjustering kan användas till utstigningshjälp och innebär att sitthöjden kan justeras för olika aktiviteter genom en enkel knapptryckning.

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
Höjdjustering	Gas, 150 mm rörelse	Elektrisk, 150 mm eller 200 mm rörelse	Elektrisk, 150 mm rörelse
Sitthöjd (Mätt från golv till underkanten av sits) Alla sitthöjder har mätts utan viktbelastning	Vid 150 mm: 400-550 mm (470-620 mm inkl. säte)	Vid 150 mm: 400-550 mm (470-620 mm inkl. säte) Vid 200 mm: 450-650 mm (520-720 mm inkl.säte)	Vid 150 mm: 365-505 mm (450-600 mm inkl.säte)
Sätetsbredd x sätesdjup x säteshöjd	580 x 480 x 70 mm (XXX-säte)	580 x 480 x 70 mm (XXX-säte)	640 x 450 x 85 mm (3XL-säte) 720 x 500 x 85 mm (4XL-säte)
Sittdjup (justeras med hjälp av verktyg)	460-560 mm	460-560 mm	460-560 mm
Ryggstödshöjd x ryggstödsdjup	380 x 430 mm (CX-rygg)	380 x 430 mm (CX-rygg)	380 x 430 mm (CX-rygg)
Höjdjustering av ryggstöd (justeras med hjälp av verktyg)	0-150 mm	0-150 mm	0-150 mm
Armstödsstoppning, P.U.	70 x 350 mm	70 x 350 mm	70 x 350 mm
Armstödshöjd (justeras med hjälp av verktyg)	0-240 mm	0-240 mm	0-240 mm
Avstånd mellan armstöd (justeras med hjälp av verktyg)	530-640 mm	530-640 mm	700-750 mm
Ramstorlek	540 x 540 mm	540 x 540 mm	540 x 540 mm
Stolens vikt	29 kg	37 kg	42 kg
Max belastning	200 kg	200 kg	300 kg
Rekommenderad brukarvikt	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg